

Протокол итогов №38
по итогам закупки товаров способом запроса ценовых предложений

г. Астана

«28» апреля 20

Заключение/Организатор закупки: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г. Астана, пр. Абылай хана, дом 42.

1. А. О «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии Правилами закупки товаров, работ и услуг, утвержденным Советом директоров АО «Национальный научный медицинский центр» протокол №11 от «07» декабря 2022 года (далее – Правила) о закупки товаров способом запроса ценовых предложений.

2. И перечислены закупаемых товаров, краткое описание, цена закупаемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие предложения в установленные сроки приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

3. По результатам рассмотрения:

3.1. По результатам рассмотрения по следующему лоту, закупки признаны не состоявшимися, т.к. представлено менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков, предусмотренные п. 10.8 Правил:

1) Лоты от №1, 2, 3, 4, 5 – ТОО «Диалог», г. Астана, ул. Жанкент, 88 сумма договора 15 474 060 (пятнадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьдесят) тенге.

4. В соответствии с п. 9.1 и 10.14 осуществить закупки способом из одного источника в случае, наличия одного не отклоненного ценового предложения от потенциального поставщика, закупка осуществляется у данного потенциального поставщика.

5. Остатку закупки обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 12 Правил.

Заместитель председателя правления по науке

Чувакова Э.К.



Исп. **Павлов Е.Р.**
Тел. 2-3-21-50

Е.Р. Павлов

Таблица цен к протоколу №38 от 28.04.2025г

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	ТОО Диваль
1	Клапан выдоха для ИВЛ Evita (сер. номера ARYU-0379, ARYU-0378, ARXE-0089)	1. Клапан выдоха (8410580) используется для вывода газов выдоха пациента ИВЛ Evita (сер. номера ARYU-0379, ARYU-0378, ARXE-0089). Клапан выдоха (8410580) используется для вывода газов выдоха пациента и предотвращает их попадания в аппарат. Многоразовый Материал корпуса-пластик совместим с аппаратом искусственной вентиляции легких Evita 2/4/Evita XL. Периодичность замены - в случае неисправности или повреждения Производством Draegerwerk AG&Co. KGaA Германия.	штуки	3	726 880	2 180 640	726 880
2	Электромагнитный клапан Air (сер. номера ARXE-0089)	2. Электромагнитный клапан 02(8412126)/Air(8412128). Используется для управления подачей потока газа, в блок смесителя. Периодичность замены - в случае неисправности или повреждения.	штуки	1	3 314 620	3 314 620	3 314 620
3	Микроэлектророклапан для ИВЛ Evita (сер. номера ARXE-0089, ARYU-0377, ASAK-0103, ARYU-0380)	3. Микроэлектророклапан (8412209) Используется для контроля потока медицинских газов в блок миксера аппаратов. Материал корпуса: пластик. Периодичность замены - в случае неисправности или повреждения. Совместим с аппаратом искусственной вентиляции легких Evita XL/2/4.	штуки	16	306 800	4 908 800	306 800
4	Регулятор давления для ИВЛ Evita (сер. номера ARYU-0379, ARYU-0378, ARXE-0089)	4. Регулятор давления для ИВЛ Evita (сер. номера ARYU-0379, ARYU-0378, ARXE-0089). Регулятор давления (8419255) используется для понижения давления из централизованной системы подачи до рабочего давления аппарата.	штуки	12	147 500	1 770 000	147 500
5	Испаритель ингаляционных анестетиков (севофлоран)	5. Испаритель ингаляционных анестетиков (севофлоран). Испаритель анестетиков Varor 2000 Работает без подогрева. Предусмотрена термокомпенсация. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «Т» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Тип крепления испарителя AutoExclusion. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%, (для Севофлорана) Объем заполнения – 360 мл. Скорость газотока – от 0,15 до 15 л/мин и от 0,2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об. % Степень точности дозировки анестетика: ±0,25 об. % или ±20 % отн. при температуре от 15 до 350С и потоке газа от 0,25 до 10 л/мин.; +0,35 / -0,25 об. % или +30 / -20 % отн. при температуре от 10 до 150С и от 35 до 400С и при потоке от 10 до 15 л/мин. Аэродинамическое сопротивление включенного испарителя при температуре 220С и потоке 10л/мин – 70 мбар. Температурный диапазон при эксплуатации: от 10 до 40°С. Допустимый угол наклона: - 300 во время работы. Во время транспортировки (режим «Т») – любой угол наклона. Испаритель не содержит латекса.	штуки	1	3 300 000	3 300 000	3 300 000
						15 474 060	