

Протокол итогов №70
по итогам закупа товаров способом запроса ценовых предложений

г. Нур-Султан

«13» августа 2021 года

Заказчик/организатор закупок: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г. Нур-Султан, пр-т Абылайхана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии с главой 9 правил организации и проведения закупа проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 (далее – Правила) осуществила закуп товаров способом запроса ценовых предложений.

2. Перечень закупаемых товаров, краткое описание, цена закупаемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые предложения в установленные сроки приведены в **Приложении № 1** к настоящему Протоколу.

3. Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: нет.

4. По результатам рассмотрения по следующему лотам ценовые предложения признаны наименьшими и признаны следующие победители:

1) Лот №2,3 ТОО «МК Интерна» Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский с.о., с. Кыргауылды, Потребительский кооператив, Садоводческое объединение Аксай 19 14 линия, дом №13, цена договора 6 112 800 тенге;

2) Лоты №1 признан несостоявшимися.

5. Во исполнение п. 4 настоящего Протокола победителям закупа обеспечить предоставление документов в порядке и сроки, предусмотренные п. 102 Правил для последующего подписания сторонами договора закупа.

6. Отделу государственных закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 9 Правил.

Руководитель ОГЗ



Мединам Б.Д.

Таблица цен

№	Наименование	Тех спецификация	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма	ТОО МК Интерна
1	Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей	Модель коленного, тазобедренного и голеностопного суставов с картой памяти и режимом "разминка". Основная цель применения тренажеров - реабилитация суставов после травм или хирургических вмешательств. В процессе терапии заставляют суставы сгибаться на заранее заданный угол без участия работы мышц пациента. Использование аппаратов различных систем обосновано биомеханикой движений в суставах. При механотерапии движения строго локализованы применительно к тому или иному суставу или группе мышц. Аппараты механотерапии позволяют изменять скорость и усилие ритмически производимых движений. Проведение упражнений характеризуется автоматизированностью движений, при этом исключается координирующее влияние центральной нервной системы. Линейка тренажеров включает в себя широкий спектр моделей, начиная от моделей, позволяющих заниматься реабилитацией на 3-х суставах одновременно до узконаправленных моделей, для разработки одного сустава, при работе аппаратов пассивной разработки суставов используются карты памяти. Специально разработанная ассиметричная конструкция каркаса (правая или левая) позволяет легко и правильно расположить пациента. В действительности это гарантирует, что воздействие будет направлено на механические части опорно-двигательного аппарата, а не на сам сустав, и делает процедуру более комфортной для пациента. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ: Устройства управляются двигателями постоянного тока с микропроцессорным управлением. Встроенная клавиатура для медицинского персонала позволяет управлять всеми функциями аппарата, а выносной пульт пациента позволяет в любой момент прерывать и снова запускать процедуру Позволяют при наличии соответствующих аксессуаров производить реабилитацию пациентов с длиной конечностей от 61 до 115 см. Специальное ложе регулируется по размеру и подходит для пациентов любого роста. Аппарат пассивной терапии имеет низкий уровень шума и занимает мало места в кабинете врача. КАРТА ПАМЯТИ: Карта памяти – это пластиковая карта со встроенным микропроцессором, работающая как независимое запоминающее устройство. Она автоматически сохраняет индивидуальные программы	шт	1	393 974	393 974	

2	Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей	терапии для каждого пациента. Это позволяет избежать повторной настройки устройства при последующих процедурах, что значительно экономит время. Модели, использующие карту памяти, имеют функцию «Разминка», целью которой является разогрев сустава перед основным циклом путем серии движений с более короткой амплитудой. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ - При наличии у пациента пластики связочного аппарата - Пациенты с протезами коленных и тазобедренных суставов - Восстановительные операции коленного экстензора (мышцы, которая выпрямляет колено) - Остеотомия коленных и тазобедренных суставов - Разработка суставов после переломов голенистопа, колена или бедра-Синоэктомия - Простой артролиз или артролиз с полным мышечным разрывом.- Менискэктомия (удаление суставного мениска) или шивание мениска. Параметры модели: Мобилизация коленного и тазобедренного суставов, Мобилизация голенистопа сустава, Использование карты памяти, Контроль скорости во время сгибания/разгибания, Контроль скорости, Контроль за развиваемым усилием пациента, Контроль времени, Автоматическое увеличение угла разгибания, Автоматическое увеличение угла сгибания, Пауза во время выполнения пассивного сгибания, Программа «разминка» (укороченная амплитуда), Амплитуда движения в коленном суставе-0°/110° (*). Амплитуда движения в голенистопа суставе-20°/40°. Амплитуда движения в тазобедренном суставе-10°/70°. Скорость-0.8 7сек. - 4.6 7сек. Выдерживаемый вес-0-40кг. Мощность-85/260V - 50/60Hz. Вес-14 кг. Комплектация: Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей, Модуль коленного, тазобедренного и голенистопа суставов. Устройство для реабилитации конечностей короче 73 см. Из комплекта Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей модели. Дополнительная комплектация: Карты памяти: 3000 (упак 10 шт) Из комплекта Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей. Устройство для реабилитации конечностей короче 73 см. Из комплекта Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей. Колесная подставка для транспорта. Из комплекта Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей. Особенности: 7-дюймовый сенсорный экран, прост в использовании Автоматическое сохранение программы, нет необходимости перезагружать после включения питания Возможность контролировать спазм. Можно проверить текущий метод тренировок, информацию во время работы. Пользователь может устанавливать и проверять скорость, сопротивление и направление Компактный, предназначен для удобного перемещения и хранения	шт	1	4 686 439,50	4 686 439,50	4 686 000

		Активная тренировка Пациент вращает педали за счет собственных сил, преодолевая при этом силу сопротивления, которая плавно регулируется на пульте управления. Мощность 220VAC / 60Hz. Размеры/вес: 590x711x1060 mm/ 50 кг. Режимы: пассивный- Скорость: 0-60 оборотов в минуту. Мощность мотора: 0-12 шагов. Рука: -7 Нм, Нога: - 14 Нм. Спазм контроль OFF / OSC.1 / OSC.2 / OSC.3. Изменение направления: 2-10 мин. Активный режим: Сопротивление: 0-12 шагов. Рука: -7 Нм, Нога: - 14 Нм. Макс. Скорость: 120 оборотов в минуту. Постоянный, 5-60 мин. (каждые 5 мин)							
	Тренажер для нижних конечностей	Тренажер для нижних и верхних конечностей - это малогабаритный переносной тренажер для терапии опорно-двигательного аппарата. Работа аппарата заключается в создании регулируемой нагрузки при разработке суставов и мышц, хорошо подходит для реабилитации нижних и верхних конечностей. Тренажер имеет высокую эффективность: терапии различных неврологических заболеваний, в гериатрии и педиатрии; в лечении лежачих пациентов или на инвалидной коляске в реабилитации спинальных и ишемированных больных у пациентов с ортопедическими и травматологическими проблемами. Лёгкость в использовании, толерантность рабочей цепи, эластичность опоры в закрытой кинетической цепи. Малые габариты и возможность изменения угла наклона упора позволяют использовать его даже на кровати лежачего пациента на самом раннем этапе реабилитации. На практике это ускоряет процесс выздоровления и предотвращает значительные потери функциональных возможностей пациента. Тренажер имеет небольшие габариты и вес, что делает возможным его транспортировку. Плюсом аппарата является практически полное отсутствие инерционной нагрузки во время упражнений. Особенности: Эластичная опора – до 6 трубопроводов (6 уровней нагрузки с 0 до 30 кг) Тренировка возможна в положениях сидя, стоя и полулежа Регулировка подножка Пояс для прикрепления устройства к кровати или к реабилитационному столу Стабилизирующие стопки, гарантирующие стабильную расстановку на полу Визуализация предела движения и силы Небольшой размер и вес Предназначение устройства: Изотонические тренировки: концентрические, эксцентрические, изометрические или самоподдержка Тройной изгиб, абдукция, и аддукция нижних конечностей	шт	1	1 426 845	1 426 845	1 426 845	1 426 800	

	Тройной изгиб руки Проприоцептивная рездукация для стабилизации суставов Выздоровление с активным изгибом, растягиванием Контроль укреплениа структуры мышц Сердечно – сосудистая и лимфатическая система стимуляции Технические характеристики: Регулировка нагрузки: подключение от 1 до 6 резиновых шнуров (нагрузка от 1 до 30 кг) Параметры: 1000 x 310 x 430 см Вес: 13 кг				
Итого:				6 507 258,50	



Руководитель ОГЗ

Мединам Б.Д.

Исп.Муканова А.Т.
Т.23-21-50