

## Объявление №16

по закупу товаров способом запроса ценовых предложений.

«31» января 2022 года

АО «Национальный научный медицинский центр» (далее - АО ННМЦ), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, в соответствии с пунктом 92 главы 9 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 "Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан (далее - Правила), объявляет о проведении закупок товаров по Приложению № 1 к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 9 Правил.

**Срок поставки товаров:** по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

**Место поставки товаров:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

**Порядок и условия оплаты:** все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и (или) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с «31» января по «07» февраля 2022 года до 9.00 часов, по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (206 кабинет).

**Дата, время и место вскрытия конвертов:** «07» февраля 2022 года, время 11.00 часов, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (206 кабинет).

**Срок подписания договора о закупке:** в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственной закупке.

**Сопутствующие услуги:** доставка, разгрузка, установка товара.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупкой в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Муканова Асель

Отмечаем, что в соответствии с статьей 10 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № КР ДСМ-282/2020 Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан

Руководитель ОГЗ

Мединам Б.Д.



| № от а | Наименование товара                 | Краткая характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ед. изм. | К-во  | Цена, за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупки способом тендера, тенге |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.     | Аланинаминотрансфераза, 500Tests,   | <p>Назначение: Тест для диагностики <i>in vitro</i>, предназначенный для количественного определения каталитической активности АЛТ (ЕС 2.6.1.2; L-аланин: 2-оксоглутаратаминотрансфераза) в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием систем COBAS INTEGRA. Реагенты и рабочие растворы: R1 ТРИС-буфер: 224 ммоль/л, pH 7.3 (37 °C); L-аланин: 1120 ммоль/л; альбумин (бычий): 0.25 %; лактатгидрогеназа (бактериальная): ≥ 45 мккат/л; стабилизаторы; консервант SR 2-Оксоглютарат: 94 ммоль/л; НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; консервант R1 находится в позиции В, SR — в позиции С. Условия хранения: Хранить при 2 ± 8 °C.</p> <p>20764957322</p>                                                                                               | касс     | 10,00 | 15 570,00               | 155 700,00                                            |
| 2.     | Аспартатаминотрансфераза, 500Tests, | <p>Назначение: <i>In vitro</i> тест для количественного определения катализирующей активности АСТ (ЕС 2.6.1.1; L-аспарат: 2-оксоглутаратаминотрансфераза) в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием систем COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы: R1 ТРИС-буфер: 264 ммоль/л, pH 7.8 (37 °C); L-аспарат: 792 ммоль/л; МДГ (бактериальная): ≥ 24 мккат/л; ЛДГ (бактериальная): ≥ 48 мккат/л; альбумин (бычий): 0.25 %; консервант SR НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; 2-оксоглутарат: 94 ммоль/л; консервант R1 находится в позиции А, SR — в позиции В и С. Хранение и стабильность: Срок хранения не вскрытого реагента при 2 ± 8 °C до окончания срока годности. При использовании на борту при 10 ± 15 °C 12 недель.</p> <p>20764949322</p> | касс     | 10,00 | 15 010,00               | 150 100,00                                            |
| 3.     | Билирубин Gen.2, 350Tests           | <p>Назначение: <i>In vitro</i>-тест для количественного определения прямого билирубина в человеческой сыворотке и плазме на системах Roche/Hitachi cobas с. Реагенты и рабочие растворы: R1 Фосфорная кислота: 85 ммоль/л; HEDTA: 4.0 ммоль/л; NaCl: 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9 R2 3,5-Дихлорфенилдиазоний: 1.5 ммоль/л; pH 1.3 R1 находится в положении В, и R2 находится в положении С. Условия хранения: Хранить при 2 ± 8 °C 5589061190</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | касс     | 14,00 | 19 934,00               | 279 076,00                                            |
| 4.     | Билирубин Gen.3, 250Tests           | <p>Назначение: <i>In vitro</i> тест для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека (взрослых и новорожденных) на анализаторах Roche/Hitachi cobas с. Реагенты и рабочие растворы: R1 Фосфат: 50 ммоль/л; детергент; стабилизаторы; pH 1.0 R2 3,5-дихлорфенил диазониновая соль: ≥ 1.35 ммоль/л R1 находится в позиции В и R2 — в позиции С.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | касс     | 20,00 | 14 238,00               | 284 760,00                                            |
| 5.     | Креатинин Gen.2, 700Test,           | <p>Условия хранения: Хранить при 2 ± 8 °C 5795397190</p> <p>Назначение: Кассеты COBAS INTEGRA/Cobas с systems креатинин CREA2 на 700 тестов Назначение: Набор для диагностики <i>in vitro</i>. Предназначен для количественного определения креатинина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах COBAS INTEGRA. Реагенты и рабочие растворы: R1 Гидроксид калия: 900 ммоль/л; фосфат: 135 ммоль/л; pH ≥ 13.5 SR Пикриновая</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | касс     | 8,00  | 14 741,00               | 117 928,00                                            |



|     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|
|     | кислота: 38 ммоль/л; pH 6.5; неактивный буфер. R1 находится в позиции B, SR — в позиции C. Условия хранения: Хранить при 15±25 ° 4810716190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |            |
| 6.  | Прецизионный контроль Anti-NAV IgM                                                                                                          | Набор контрольных сывороток PreciControl Anti-NAV IgM предназначен для контроля качества теста Elecsys Anti-NAV IgM иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и Cobas e. * PC A-NAVIGM1: 8 флаконов, каждый из которых содержит по 0.67 мл контрольной сыворотки Сыворотка крови человека, отрицательная для анти-NAV IgM; консервант. * PC A-NAVIGM2: 8 флаконов, каждый из которых содержит по 0.67 мл контрольной сыворотки Анти-NAV IgM антитела (человека) около 3 Е/мл в сыворотке крови человека; консервант. Хранить при 2±8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11876368122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | упк. | 1,00  | 81 659,00  | 81 659,00  |
| 7.  | PRO-CELL- Буферный раствор 6*380мл,                                                                                                         | Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах Elecsys 2010 и Cobas e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, триполиамин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. Условия хранения: Хранить при 15±25 °С 11662988122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | упк. | 25,00 | 23 194,00  | 579 850,00 |
| 8.  | Калибратор онкомаркер CA125 II CS G2, 4x1.0ml                                                                                               | Калибровочный набор CA 125 II CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys CA 125 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и Cobas e. Реагенты и рабочие растворы: CA125 II Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • CA125 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Концентрация человеческого CA 125 в лошадиной сывороточной матрице (CA125 II Call) составляет 0 Е/мл; CA125 II Cal2 содержит примерно 500 Е/мл человеческого CA 125 в человеческой сывороточной матрице; консервант. Условия хранения: Хранить при 2±8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 07030207190,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | упк. | 1,00  | 63 221,00  | 63 221,00  |
| 9.  | Калибратор TTT/TSH CS, 4x1,0мл                                                                                                              | Калибровочный набор TSH CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys TSH на иммунохимических анализаторах Elecsys и Cobas e. Реагенты и рабочие растворы: TSH Call: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 1 • TSH Cal2: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 2 Концентрация TSH Call в матрице сыворотки крови лошади составляет приблизительно 0 мкМЕ/мл; TSH Cal2 составляет приблизительно 1.5 мкМЕ/мл TTT (человеческого) в сыворотке крови человека. Условия хранения: Хранить при 2±8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 04738551190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | упк. | 1,00  | 70 784,00  | 70 784,00  |
| 10. | Адренокортикотропный гормон на 100 тестов                                                                                                   | Кассета Адренокортикотропный гормон (Adrenocorticotrophic hormone, corticotropin-ASTH) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммуноанализ для количественного определения in vitro адренокортикотропного гормона (АКТГ) в человеческой ЭДТА плазме Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка АСТН. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином, (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-АСТН-Ab-биотин (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные моноклональные анти-АКТГ антитела (мышинные) 0.3 мг/л; MESb) буфер 50 ммоль/л, pH 6.2; консервант. R2 Анти-АСТН-Ab-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-АСТН антитела (мыши), меченные рутением комплексом 0.3 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2±8 °С До конца срока годности. 03255751190 | упк. | 1,00  | 167 607,00 | 167 607,00 |
| 11. | альфа фетопротеин на 100 тестов                                                                                                             | Кассета Альфа фетопротеин (AFP) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммуноанализ для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения α1-фетопротеина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | упк. | 8,00  | 59 307,00  | 474 456,00 |

2



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |            |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
|     | растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка AFR. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-АФП-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-АФП-антитела (мыши) 4.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-АФП-антитела-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-АФП антитела (мыши) меченые рутениевым комплексом 12.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2□8 °C. Не замораживать. 04481798190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |            |            |
| 12. | Кассета Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммуноанализ с целью in vitro количественного определения содержания антител к тиреоглобулину в человеческой сыворотке крови и плазме. Определение anti□Tg используется как вспомогательный метод диагностики аутоиммунного тиреоидита. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка A□TG. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином, (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Tg-биотин (серая крышка), 1 бутылка, 10 мл: Биотинилированный Tg (человеческий) 0.200 мг/л; ТРИС буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 Anti□Tg-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 бутылка, 10 мл: Моноклональные anti□Tg антитела (человеческие) промаркированные рутений комплексом 0.620 мг/л; ТРИС буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °C До конца срока годности. 6368697190 | упк. | 1,00 | 88 986,00  | 88 986,00  |
| 13. | Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения содержания антител к тиреоидной пероксидазе в человеческой сыворотке крови и плазме. Определение anti□TPO используется как вспомогательный метод диагностики аутоиммунного тиреоидита. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка A□TPO. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти□TPO□антитела~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Поликлональные анти□TPO-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; ТРИС-буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 TPO~биотин (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированный TPO (рекомбинант) 0.15 мг/л; TRIS-буфер 30 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °C До конца срока годности. 06368590190     | упк. | 5,00 | 88 986,00  | 444 930,00 |
| 14. | Онкомаркер СА 15-3-онкомаркер на 100тестов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | упк. | 3,00 | 142 782,00 | 428 346,00 |



|     |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |            |            |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
| 15. | Онкомаркер СА 19-9- на 100тестов                 | ммоль/л, рН 7.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2□8 °С. Не замораживать. 03045838122 | Кассета Антиген опухолевый 19-9 (СА 19-9) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения СА 19□9 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СА19□9. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином, (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Anti-CA 19-9-Ab-biotin (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти□CA 19□9 антитела (мыши) 3 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.5; консервант. R2 Anti-CA 19-9-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-CA 19-9 антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 4 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °С До конца срока годности. 11776193122                                                                                                    | упк. | 5,00 | 120 333,00 | 601 665,00 |
| 16. | СА 72-4-онкомаркер на 100тестов                  | 11776258122                                                                                     | Кассета Антиген опухолевый 72-4 (СА 72-4) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения СА 72□4 в сыворотке и плазме крови человека. Данный метод используется в частности для терапевтического мониторинга карцином желудка и яичников. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СА72□4. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Anti-CA 72-4-Ab~biotin (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированное моноклональное анти-CA 72-4 антитело (СС49; мыши), 1 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.8; консервант. R2 Anti-CA 72-4-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-CA 72-4 антитела (B72.3; мыши), меченые рутениевым комплексом 6 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.8; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °С До конца срока годности. | упк. | 1,00 | 142 782,00 | 142 782,00 |
| 17. | СА125-онкомаркер на 100тестов                    | 11776258122                                                                                     | Кассета Антиген опухолевый 125 (СА 125) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения реактивных эпителий OC 125 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с реагентами наклеена этикетка СА125 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином, (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Anti-CA 125-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированное моноклональное анти-CA 125-антитело (M 11; мыши) 1 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. R2 Anti-CA 125-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональное анти-CA 125 антитело (OC 125, мыши), меченое рутениевым комплексом 1 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °С До конца срока годности. 11776223190                                                                       | упк. | 5,00 | 120 333,00 | 601 665,00 |
| 18. | СЕА-карциномо эмбриональный антиген на 100тестов |                                                                                                 | Кассета Раково-эмбриональный антиген (СЕА) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека. Данный анализ показан для серийного измерения СЕА в качестве вспомогательного метода для мониторинга пациентов с раком. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СЕА. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином, (прозрачная крышка), 1 флакон, 8 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Anti-CEA-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | упк. | 9,00 | 85 750,00  | 771 750,00 |



|     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |            |              |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|--------------|
| 19. | CleanCell-Очищающий р-р 6*380мл,                   | Биотинилированные моноклональные анти-CEA антитела (мыши/человека) 3.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-CEA-Ab-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-CEA-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 4.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 11731629322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | упк. | 18,00 | 26 348,00  | 474 264,00   |
| 20. | C-пептид на 100 тестов                             | Системное решение для очистки измерительного устройства иммунологических анализаторов Elecsys 2010 и cobas e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, чистый раствор для измерительной ячейки КОН 176 ммоль/л (соответствует pH 13.2); детергент ≤ 1 %. Условия хранения: Хранить при 15-25 °C 11662970122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | упк. | 6,00  | 109 159,00 | 654 954,00   |
| 21. | Онкомаркер Суфа 21-1 на 100 тестов                 | Кассета С-пептид (C-Peptide для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения C-пептида в моче, сыворотке и плазме крови человека. Данный тест предназначен для диагностики и лечения пациентов с нарушением секреции инсулина. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка SPERTID. М: Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-С-пептидные-Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R2 Анти-С-пептидные-антитела (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные Анти-С-пептидные-антитела-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-С-пептидные антитела (мыши), меченные рутениевым комплексом 0.4 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. 03184897190 | упк. | 7,00  | 191 673,00 | 1 341 711,00 |
| 22. | Diluent Universal -Разбавитель универсальный, 2*16 | Кассета Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения фрагментов цитокератина 19 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CYFRA. М: Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-цитокератин 19-Ab-биотин (серый колпачок), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное анти-цитокератин 19-антитело (KS 19.1; мыши), 1.5 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-цитокератин 19-Ab-Ru(bpy) (черный колпачок), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные Анти-цитокератин 19 антитела (BM 19.21; мыши), меченные рутениевым комплексом 2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 11820966122                         | упк. | 2,00  | 17 318,00  | 34 636,00    |
| 23. | Ferritin-Феритин на 100тестов                      | Diluent Universal Elecsys cobas e 100 определений V2. Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FERR. М: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ферритин-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ферритин антитела (мыши) 3.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-ферритин-Ab-Ru(bpy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | упк. | 8,00  | 65 968,00  | 527 744,00   |



|  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |            |            |
|--|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
|  |                                                          | (черный колпачок), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ферритин-антигента (мышь), меченые рутениевым комплексом 6.0 мкг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2±8 °C До конца срока годности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |            |            |
|  |                                                          | 03737551190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |            |
|  |                                                          | Кассета Фолиевой кислоты (Folate) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов.<br>Назначение: Предназначен для количественного определения солей фолиевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) и реагентах для предварительной обработки (PT1, PT2) наклеена этикетка Fol III. PT1 Реактив предварительной обработки 1 (белый колпачок), 1 флакон, 4 мл: 2-меркаптоэтансульфоновая кислота (MESNA) 40 г/л, pH 5.5. PT2 Реактив предварительной обработки 2 (серый колпачок), 1 флакон, 5 мл: Гидроксид натрия 25 г/л. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Фолат-связывающий белок~Ru(bpy) (серый колпачок), 1 флакон, 9 мл: Помеченный рутениевым комплексом фолат-связывающий белок 75 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратный/фосфатный/цитратный буфер 70 ммоль/л, pH 5.5; консервант. R2 Фолаты-биотин (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные соли фолиевой кислоты 17 мкг/л; биотин 120 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратныйбуфер 100 ммоль/л, pH 9.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2±8 °C До конца срока годности. 07559992190 | упк. | 2,00 | 99 399,00  | 198 798,00 |
|  | Folate III-Фолат на 100тестов                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |            |            |
|  | free PSA-свободный простатоспец.антиген ПСА на 100тестов | Кассета Простата-специфический антиген свободный (free PSA) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест in vitro для количественного определения свободного простато-специфического антигена в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FPSA. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R2 Анти-ПСА-антитела (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. R2 Анти-ПСА-антитела (мышь) 2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. R2 Анти-ПСА-антитела-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-ПСА-антитела (мышь), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2±8 °C До конца срока годности. 08828601190                                                                                                                                                                                    | упк. | 2,00 | 46 249,00  | 92 498,00  |
|  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |            |            |
|  | FT3-свободный трийодтиронин на 200тестов                 | Кассета Трийодтиронин свободный (FT3) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов.<br>Назначение: Предназначен для количественного определения содержания свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека.Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FT3 III. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-FT3-антитела (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Моноклональные анти-FT3-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 18 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 FT3-биотин (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный FT3 2.4 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2±8 °C До конца срока годности. 06437206190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | упк. | 5,00 | 113 255,00 | 566 275,00 |
|  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |            |            |
|  | FT4-свободный тироксин на 200тестов                      | Кассета FT4 G2 Elecsys cobas e 200 определен. Предназначен для количественного определения несвязанного тироксина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | упк. | 4,00 | 68 256,00  | 273 024,00 |
|  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |            |            |

6



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |           |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------------|
|     | реагентами наклеена этикетка FT4 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти□T4-Ab-Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Моноклональные анти□T4-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 75 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 T4-biotin (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T4 2.5 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Хранение и стабильность: в неоткрытом виде при 2□8 °C До конца срока годности. 07976836190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |           |            |
| 28. | НCG+beta/хориональный гонадотропин+бэтта на 100тестов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кассета Хорионический гонадотропин человека интактный+бета-субединица II (Intact human chorionic gonadotropin +beta-subunit-HCG+beta II) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Данный тест применяется: - Для раннего выявления и мониторинга беременности. В сочетании с другими параметрами при оценке риска Синдрома Дауна (трисомии 21 хромосомы). Для диагностики хромосомных aberrаций необходимо проведение дальнейшего обследования. - В онкологии определение ХГЧ+β используется для ведения пациентов с трофобластическими опухолями. Данный тест применяется для выявления и мониторинга ХГЧ□продуцирующих опухолевых клеток яичникового, плацентарного или тестикулярного происхождения.Реагенты и рабочие растворы: М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ХГЧ-антитело-биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ХГЧ-антитела (мыши) 2.6 мг/л; фосфатный буфер 40 ммоль/л, pH 7.5; консервант. R2 Анти-ХГЧ-антитела-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ХГЧ-антитела (мыши), меченные рутениевым комплексом 4.6 мг/л; фосфатный буфер 40 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °C До конца срока годности. 03271749190 | упк. | 1,00 | 83 323,00 | 83 323,00  |
| 29. | IgE-Иммуноглобулин E на 100тестов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кассета IgE G2 Elecsys cobas e 100 определений. Предназначен для количественного определения иммуноглобулина E в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка IGE II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти□IgE-антитело-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-IgE-антитела (мыши) 2.5 мг/л; фосфатный буфер 85 ммоль/л, pH 6.5; консервант. R2 Анти□IgE-антитело-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-IgE антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 5.5 мг/л; фосфатный буфер 85 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °C До конца срока годности. 04827031190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | упк. | 2,00 | 93 738,00 | 187 476,00 |
| 30. | IL6 CS, калибратор интерлейкин 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Калибровочный набор IL□6 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys IL□6 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты – рабочие растворы<br>• IL□6 Cal1: 2 флакона, каждый по 2.0 мл калибратора 1<br>• IL□6 Cal2: 2 флакона, каждый по 2.0 мл калибратора 2<br>стабильность<br>Хранить при 2□8 °C.<br>Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. 05109469190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | упк. | 1,00 | 78 417,00 | 78 417,00  |



|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |           |            |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------------|
| 31. | Инсулин Insulin на 100 тестов                     | Кассета Инсулин (Insulin) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека. Определение инсулина используют в диагностике и лечении различных нарушений углеводного обмена, в том числе при сахарном диабете и гипогликемии. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка INSULIN. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл; Микроагенты, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-инсулин-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл; Бiotинилированные моноклональные анти-инсулиновые антитела (мышинные) 1 мг/л; MESb) буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-инсулин-антитела-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл; Моноклональные анти-инсулиновые антитела (мышинные), меченные рутениевым комплексом 1.75 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 12017547122 | упк. | 4,00 | 89 795,00 | 359 180,00 |
| 32. | ISE Sys Clean- p-p для системной очистки 5*100мл, | Для очистки ISE модулей на анализаторах Roche/Hitachi. Для очистки иммунологических анализаторов Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: 5 флаконов, каждый по 100 мл Компоненты: Гидроксид натрия, 3 моль/л Раствор гипохлорита натрия. Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте. Раствор стабилен до конца заявленного срока годности при хранении при 2-8 °C 11298500316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | упк. | 1,00 | 41 455,00 | 41 455,00  |
| 33. | Прециконтроль Multimer 4x2.0ml                    | Набор PreciControl Multimer предназначен для контроля качества перечисленных иммуноанализаторов Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PC MM1: 3 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки PC MM2: 3 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 05341787190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | упк. | 1,00 | 80 927,00 | 80 927,00  |
| 34. | Прециконтроль Thyo AB V2 4x2.0ml,                 | Набор контрольных сывороток PreciControl ThyoAB предназначен для контроля качества тестов Elecsys Anti-TSHR, Anti-TPO и Anti-Tg иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. PC THYRO1: 2 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки PC THYRO2: 2 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки. Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 05042666191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | упк. | 1,00 | 93 160,00 | 93 160,00  |
| 35. | Прециконтроль Tumormarker, 4x3ml                  | Набор PreciControl Tumor Marker (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. PC TM1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человеческой) PC TM2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человеческой). Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11776452922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | упк. | 1,00 | 81 031,00 | 81 031,00  |
| 36. | Прециконтроль Universal V2 4*3ml,                 | Набор контрольных сывороток PreciControl Universal предназначен для контроля качества Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Набор PreciControl Universal содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммуноанализаторов Elecsys. Реагенты - рабочие растворы PC U1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки крови. Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11731416190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | упк. | 2,00 | 37 902,00 | 75 804,00  |
| 37. | Прециконтроль Varia, 4x2.0ml                      | Набор PreciControl Varia (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки PC V2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | упк. | 1,00 | 61 479,00 | 61 479,00  |



|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |            |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
|     |                                                           | 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 05618860190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |            |
| 38. | Прециконтроль Cardiac G2, 4*2ml                           | Набор PreciControl Cardiac II предназначен для контроля качества перечисленных иммуногестов на анализаторах Elecsys и cobas e. - PC CARDIII: 2 флакона для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый - PC CARDII: 2 флакона для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 04917049190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | упк. | 1,00 | 51 233,00  |
| 39. | Sys Wash-Промывочный р-р, 1*500мл                         | Системный раствор. Назначение: добавляется в емкость с дистиллированной водой для предотвращения образования микроорганизмов, а также для удаления кислорода из воды. Реагенты и рабочие растворы: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. 11930346122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | упк. | 1,00 | 15 985,00  |
| 40. | Т3-общий трийодтиронин на 200 тестов                      | Кассета Трийодтиронин общий (Т3) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения общего содержания трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка Т3. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-Т3-Ab-Ru(bvu) (серая крышка), 1 флакон, 16 мл: Поликлональные антитела к Т3- (овечьему), меченные комплексом рутения 75 нг/мл; АНС 0.8 мг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. R2 Т3-biotin (черная крышка), 1 флакон, 16 мл: Биотинилированный Т3 3 нг/мл; АНС 0.8 мг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности. 11731360122 | упк. | 1,00 | 86 597,00  |
| 41. | Т4-общий тироксин на 200тестов                            | Кассета Тироксин общий (Т4) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с реагентами наклеена этикетка Т4. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-Т4-Ab-Ru(bvu) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Поликлональные антитела к Т4 (овечьему), меченные комплексом рутения 100 нг/мл; АНС 1 мг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. R2 Т4-biotin (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный Т4 20 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности. 12017709122                                                       | упк. | 1,00 | 86 597,00  |
| 42. | TG Confirmatory-Тиреоглобулин подтверждающий на 50 тестов | Кассета TG G2 Confirmatory Test Elecsys cobas e 50 определений. Тест Elecsys Tg II Confirmatory Test предназначен для использования в комбинации с тестом Elecsys Tg II для оценки потенциальных эффектов интерференции и с целью подтверждения соответствующих результатов Tg. Elecsys Tg II Confirmatory Test Tg II подтверждающий реагент (черная закручивающаяся крышка), 1 флакон для 3 мл: Приблизительно 350 нг/мл Tg (человека) в матриксе лиофилизированной сыворотки крови человека. Данные о концентрации, специфичной для серии, смотрите на этикетке флакона. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности. 06513107190                                                                                                                                                                                                                              | упк. | 1,00 | 106 804,00 |
| 43. | Total PSA-общий простатоспец.антиген ПСА на 100тестов     | Кассета Простата-специфический антиген общий (total PSA) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Тест in vitro для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато-специфического антигена (обПСА) в сыворотке или плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Микрочастицы,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | упк. | 7,00 | 53 447,00  |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 374 129,00 |



|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |            |            |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
|     |                                                      | <p>покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-Ab-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши) 1.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-ПСА-Ab-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 08791686190</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |            |            |
| 44. | <p>TSH-ТТГ тиреотропный гормон на 200 тестов</p>     | <p>Кассета Тиреотропный гормон (TSH) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TSH. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TSH-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированные моноклональные анти-TSH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-TSH-Ab-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-TSH-антитела (мыши/человека), меченые рутениевым комплексом 1.2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 08429324190</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | упк. | 8,00 | 79 936,00  | 639 488,00 |
| 45. | <p>Vitamin B12 G2 на 100 тестов</p>                  | <p>Кассета Vitamin B12 (Vitamin B12) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Анализ связывания для in vitro количественного определения уровня витамина B12 в сыворотке крови и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами (M, R1, R2) и реагенты для предварительной обработки (PT1, PT2) маркированы как B12 II. PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белого цвета), 1 флакон, 4 мл: Дитиотреитол 1.028 г/л; стабилизатор, pH 5.5. PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл: Натрия гидроксид 40 г/л; натрия цианид 2.205 г/л. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Внутренний фактор-Ru(bpy) (крышка серого цвета), 1 флакон, 10 мл: Рекомбинантный свиной внутренний фактор, меченый рутением, 4 мкг/л; дицианид кобальта 15 мкг/л; стабилизатор; альбумин сыворотки крови человека; фосфатный буфер, pH 5.5; консервант. R2 Vitamin B12-биотин (крышка черного цвета), 1 флакон, 8.5 мл: Биотинилированный витамин B12 25 мкг/л; биотин 3 мкг/л; фосфатный буфер, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 0721271190</p> | упк. | 1,00 | 47 985,00  | 47 985,00  |
| 46. | <p>Vitamin D total-Общий витамин D на 100 тестов</p> | <p>Кассета Vitamin D total Elecsys cobas e 100 определений. Предназначен для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест также можно использовать для оценки достаточности витамина D в организме. На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) и на реагентах для предварительной обработки (PT1, PT2) наклеена этикетка VITD-T. PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белого цвета), 1 флакон, 4 мл: Дитиотреитол 1 г/л, pH 5.5. PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл: Натрия гидроксид 55 г/л. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Vitamin-D-связывающий белок-BPRu (крышка серого цвета), 1 флакон, 9 мл: Меченый рутением витамин-D-связывающий белок (150 мкг/л); бис-трис пропановый буфер 200 ммоль/л; альбумин (человека) 25 г/л; pH 7.5;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | упк. | 1,00 | 381 442,00 | 381 442,00 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
|     | консервант. R2 25-гидроксивитамин D-биотин (крышка черного цвета), 1 флакон, 8.5 мл. Биотинилированный витамин D (25-OH) (14 мкг/л); бис-трис пропановый буфер 200 ммоль/л; рН 8.6; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности. 07464215190 |      |      |           |
| 47. | калибратор АСТН CS для<br>адренокортикотропного<br>гормона , 4*1ml                                                                                                                                                                                                                  | упк. | 1,00 | 34 504,00 |
| 48. | Калибратор альфа<br>фитопротеин G2 CS, 4*1ml                                                                                                                                                                                                                                        | упк. | 1,00 | 34 216,00 |
| 49. | Калибратор Anti-Tg CS,<br>4x1.5ml                                                                                                                                                                                                                                                   | упк. | 1,00 | 48 357,00 |
| 50. | Калибратор Anti-TPO CS<br>4*1.5ml                                                                                                                                                                                                                                                   | упк. | 1,00 | 35 766,00 |
| 51. | Калибратор кортизол CS,<br>4*1ml                                                                                                                                                                                                                                                    | упк. | 1,00 | 66 655,00 |
| 52. | Калибратор Cyfra 21-1 CS,<br>4*1ml                                                                                                                                                                                                                                                  | упк. | 1,00 | 47 050,00 |



|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                        |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|
|     |                                       | 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Цитокератин (человеческий, из линии клеток MCF-7) в двух диапазонах концентраций (примерно от 0 нг/мл до 50 нг/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11820974322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                        |
| 53. | калибратор DHEA-S CS<br>4*1мл         | Калибровочный набор DHEA-S CalSet предназначен для калировки количественного анализа Elecsys DHEA-S на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. DHEAS Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 - DHEAS Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 DHEA-S (синтетический) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.14 мкмоль/л или 5 мкг/дл и примерно 20 мкмоль/л или 750 мкг/дл) в истощенном матриксе человеческой сыворотки. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 03000095122                                                                                | упк. | 1,00 | 47 050,00<br>47 050,00 |
| 54. | калибратор Эстрадиол G3<br>CalSet II  | Калибровочный набор Estradiol III CalSet предназначен для калировки количественного анализа Elecsys Estradiol III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: E2 III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 - E2 III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Эстрадиол (синтетический) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 73 пмоль/л или 20 пг/мл и приблизительно 7340 пмоль/л или 2000 пг/мл) в матриксе сыворотки крови человека; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 06656048190 | упк. | 1,00 | 46 109,00<br>46 109,00 |
| 55. | Калибратор Free PSA CS<br>4*1мл       | Калибровочный набор free PSA CalSet предназначен для калировки количественного анализа Elecsys free PSA на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: - FPSA Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 - FPSA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Свободный ПСА (человеческий) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.10 нг/мл и примерно 20 нг/мл) в матриксе буфер/белок (альбумин бычьей сыворотки). Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 08851964190                                                   | упк. | 1,00 | 28 689,00<br>28 689,00 |
| 56. | Калибратор FT4 G2 CS,<br>4x1,0мл      | Калибровочный набор FT4 II CalSet предназначен для калировки количественного анализа Elecsys FT4 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. FT4 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 - FT4 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L-тироксин в двух диапазонах концентраций (приблизительно 10 пмоль/л или 0.78 нг/дл и приблизительно 45 пмоль/л или 3.5 нг/дл) в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 07976879190                                                                        | упк. | 1,00 | 33 296,00<br>33 296,00 |
| 57. | Калибратор HCG+beta II CS,<br>4x1.0мл | Калибровочный набор HCG+β CalSet предназначен для калировки количественного анализа Elecsys HCG+β на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: HCG+β Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 - HCG+β Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Хорионический гонадотропин человека (из мочи) в двух диапазонах концентраций (приблиз. 1.5 мМЕ/мл и приблиз. 2000 мМЕ/мл) в сыворотке крови человека с буфером. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 03302652190                                                   | упк. | 1,00 | 33 353,00<br>33 353,00 |
| 58. | Калибратор IgE CS, 4x1,0мл            | Набор калибраторов IgE CalSet предназначен для калировки количественного теста Elecsys IgE II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. - IGE Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 - IGE Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 IgE (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 1 МЕ/мл или 2.4 нг/мл и приблизительно 100 МЕ/мл или 240 нг/мл) в матриксе лошадиной сыворотки крови;                                                                                                                                                                                                                    | упк. | 1,00 | 30 321,00<br>30 321,00 |



|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                        |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|
|     |                                            | консервант. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11930427122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                        |
| 59. | Калибратор LH CalSet II 4*1 мл             | Калибровочный набор LH CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys LH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: LH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора I • LH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ЛП (человека) в двух диапазонах концентраций (примерно 1 мМЕ/мл и примерно 45 мМЕ/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 03561097190                                                                                               | упк. | 1,00 | 32 884,00<br>32 884,00 |
| 60. | Калибратор Progesteron G3 Calset 2 Gen.    | Калибровочный набор Progesterone III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Progesterone III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PROG III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора I • PROG III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Прогестерон (из растительных материалов) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.6 нмоль/л или 0.2 нг/мл и примерно 169 нмоль/л или 53 нг/мл) в матриксе человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 07092547190 | упк. | 1,00 | 40 254,00<br>40 254,00 |
| 61. | Калибратор Prolactin G2 CalSet 03277356190 | Калибровочный набор Prolactin II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Prolactin II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: • PRL Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора I • PRL Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Пролактин (рекомбинантный, человека, из E. coli) в двух диапазонах концентраций (примерно 2 мМЕ/мл или 0.09 нг/мл и примерно 2000 мМЕ/мл или 94 нг/мл) в матриксе лошадиной сыворотки с буфером. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.                | упк. | 1,00 | 30 307,00<br>30 307,00 |
| 62. | Калибратор T4 CS, 4x1,0мл                  | Калибровочный набор T4 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys T4 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: T4 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора I • T4 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L-тироксин в двух диапазонах концентрации (приблизительно 50 нмоль/л или 3.9 мкг/дл и приблизительно 230 нмоль/л или 17.9 мкг/дл) в буферной/белковой (бывший сывороточный альбумин) матрице. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.                                           | упк. | 1,00 | 29 894,00<br>29 894,00 |
| 63. | Калибратор Vitamin D total II, 4x1.0ml     | Калибровочный набор Vitamin D total CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Vitamin D total на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. • VIT-D TOTAL Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора I • VIT-D TOTAL Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 25-ОН витамин D3 в двух диапазонах концентраций (приблизительно 3 нг/мл или 7.5 нмоль/л и приблизительно 45 нг/мл или 113 нмоль/л) в матриксе сыворотки крови человека; консервант. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 07464240190                                          | упк. | 1,00 | 98 598,00<br>98 598,00 |
| 64. | Калибратор Vitamina B12 G2 CS 4x1,0мл      | Vitamin B12 II CalSet используется для калибровки количественного анализа Elecsys Vitamin B12 II на иммунологических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: • B12 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора I • B12 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Витамин B12 в двух диапазонах концентраций (приблизительно 185 пмоль/л или 250 пг/мл и приблизительно 1107 пмоль/л или 1500 пг/мл)                                                                                                                                                                                                              | упк. | 1,00 | 26 348,00<br>26 348,00 |



|     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |                        |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|
|     |                                               | в матриксе сыворотки крови человека, консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 07212780190,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                        |
| 65. | Калибратор для Insulin CS, 4x1.0мл            | Набор калибраторов Insulin CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elesys Insulin на иммунохимических анализаторах Elesys и sobas e. Реагенты и рабочие растворы: INSULIN Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • INSULIN Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Инсулин (человеческий рекомбинантный из дрожжей) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 5 мкЕ/мл или 35 пмоль/л и приблизительно 300 мкЕ/мл или 2080 пмоль/л) в матрице из бычьей сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 12017504122 | упк. | 1,00 | 42 830,00<br>42 830,00 |
| 66. | Калибратор для T3 CS, 4*1,0мл                 | Калибровочный набор T3 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elesys T3 на иммунохимических анализаторах Elesys и sobas e. Реагенты и рабочие растворы: T3 Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • T3 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 T3 в двух диапазонах концентрации (примерно 1.25 нмоль/л или 0.8 нг/мл и примерно 8.5 нмоль/л или 5.5 нг/мл) в матрице человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11731548122                                                                        | упк. | 1,00 | 39 953,00<br>39 953,00 |
| 67. | Калибратор общий ПСА/ total PSA CS V3 4x1,0мл | Калибровочный набор total PSA CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа Elesys total PSA на иммунохимических анализаторах Elesys и sobas e. Реагенты и рабочие растворы: PSA Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • PSA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 PSA (человека) в двух диапазонах концентрации (примерно 0 нг/мл и примерно 60 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 08838534190                                                                           | упк. | 1,00 | 49 101,00<br>49 101,00 |
| 68. | Калибратор CEA CS, 4x1.0мл                    | Калибровочный набор CEA CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elesys CEA на иммунохимических анализаторах Elesys и sobas e. Реагенты и рабочие растворы: • CEA Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • CEA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 CEA (человеческий, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентрации (примерно 5 нг/мл и примерно 50 нг/мл) в буфере/протеиновом матриксе. 1 нг/мл CEA соответствует 16.9 мМЕ/мл. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11731645322                           | упк. | 1,00 | 25 977,00<br>25 977,00 |
| 69. | калибратор TG G2CS, 4x1,0мл                   | Калибровочный набор Tg II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elesys Tg II на иммунохимических анализаторах Elesys и sobas e. Tg II Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • Tg II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Тироглобулин (человеческий) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 0.15 нг/мл и приблизительно 180 нг/мл) в матрице из лошадиной сыворотки. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 06445900190                                                                                                      | упк. | 1,00 | 50 971,00<br>50 971,00 |
| 70. | Калибратор Ферритин/Ferritin CS               | Калибровочный набор Ferritin CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elesys Ferritin на иммунохимических анализаторах Elesys и sobas e. • FERR Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • FERR Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Ферритин (человеческий, печень) в двух диапазонах концентраций (примерно 10 мкг/л или нг/мл и примерно 300 мкг/л или нг/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Хранить                                                                                                                                                                                           | упк. | 1,00 | 22 584,00<br>22 584,00 |



|     |                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |            |            |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
| 71. | калибратор фолат/Folate III CS                                | при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 03737586190 | Калибровочный набор Folate III CalSet предназначен для калировки количественного анализа Elecsys Folate III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: FOL III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 - FOL III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Соль фолиевой кислоты в двух диапазонах концентрации. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 07560001190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | упк. | 1,00 | 39 522,00  | 39 522,00  |
| 72. | контроль PreciControl ANTI-CCR,                               |                                                                                                         | Набор контрольных сывороток PreciControl Anti-CCR предназначен для контроля качества теста Elecsys Anti-CCR иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. - PC A-CCP1: 2 фл. для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (анти-ЦЦП) (человеческому), приблизительно 20 Е/мл в человеческой сыворотке. - PC A-CCP2: 2 фл. для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (анти-ЦЦП) (человеческому), приблизительно 100 Е/мл в человеческой сыворотке. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 5031664190                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | упк. | 1,00 | 108 686,00 | 108 686,00 |
| 73. | Elecsys Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 11732234122, на 100тестов |                                                                                                         | Кассета Лютеинизирующий гормон (ЛН) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклейка этикетка LH. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ЛГ-антигела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ЛН-антигела (мышь) 2.0 мг/л; ТРИС-буфер 50 ммоль/л, pH 8.0; консервант. R2 Анти-ЛГ-антигела-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ЛГ антигела (мышь), меченые рутениевым комплексом, 0.3 мг/л; ТРИС-буфер 50 ммоль/л, pH 8.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.                                                                              | упк. | 1,00 | 50 282,00  | 50 282,00  |
| 74. | Прогестерон/Progesterone G3, на 100тестов                     |                                                                                                         | Кассета Прогестерон (Progesterone) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения прогестерона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклейка этикетка PROG III.M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл:Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл;консервант. R1 Анти-прогестерон-антигела-биотин (серая крышка), 1 флакон,10 мл:Биотинилированное моноклональное антигело к прогестерону(рекомбинантное/овечье) 30 нг/мл; фосфатный буфер 25 ммоль/л,pH 7.0; консервант.R2 Прогестерон-пептид-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл:Прогестерон (растительного происхождения), связанный синтетическим пептидом, помеченный рутениевым комплексом2 нг/мл; фосфатный буфер 25 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности. 07092539190 | упк. | 1,00 | 73 717,00  | 73 717,00  |
| 75. | Пролактин /Prolactin, на 100 тестов                           |                                                                                                         | Кассета Пролактин (Prolactin) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклейка этикетка PRL II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | упк. | 1,00 | 71 669,00  | 71 669,00  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|
|     | Анти-пролактин-антитела-биотин (серая пробка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-пролактин-антитела (мыши) 0.7 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 7.0; консервант. R2 Анти-пролактин-антитела-Ru(bpu) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-пролактин антитела (мыши), меченные рутением комплексом 0.35 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности. 03203093190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |            |
| 76. | Прецизионный контроль ClinChem Multi 2, 4x5мл,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Назначение Набор PreciControl ClinChem Multi 2 Cobas Integra, предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. Реагенты - рабочие растворы: Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. Хранение и стабильность: До вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2-8 °С. 05947774190                                                                                                                                   | упк. | 11,00 58 604,00 | 644 644,00 |
| 77. | Прецизионный контроль CleanChem Multi 1, 4x5мл,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Назначение Набор PreciControl ClinChem Multi 1 Cobas Integra предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. Реагенты - рабочие растворы: Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая плазма крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. Хранение и стабильность: До вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2-8 °С. 05947626190                                                                                                                                       | упк. | 10,00 34 504,00 | 345 040,00 |
| 78. | Кондиционер натриевого электрода SODIUM ELECTRODE CONDITIONER (125 ML)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Назначение: для ежедневной обработки натриевого электрода и сенсорного датчика для образца в анализаторе AVL 9180. Каждый флакон содержит 125 мл раствора. Активные ингредиенты: Бифторид аммония 100 ммоль/л<br>Добавки: Нет. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 3110362180                                           | упк. | 1,00 21 545,00  | 21 545,00  |
| 79. | Кассета общий белок Gen.2, 300Tests,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кассеты COBAS INTEGRA/Cobas с systems общий белок TP2 на 300 тестов. Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: R1 Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калийнатрий: 89 ммоль/л; pH: 13.4 SR Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калийнатрий: 89 ммоль/л; иодид калия: 61 ммоль/л; сульфат меди: 24.3 ммоль/л; pH: 13.2 R1 находится в положении B, SR – в положении C. Условия хранения: Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке кассеты cobas с При использовании на борту анализатора при 10-15 °С 4 недели 3183734190 | касс | 14,00 11 172,00 | 156 408,00 |
| 80. | Кассета общий белок мочи Gen.3, 150Tests,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости человека на анализаторах COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы: R1 Гидроксид натрия: 677 ммоль/л; Na-ЭДТА: 74 ммоль/л SR Бензетония хлорид: 32 ммоль/л R1 находится в позиции B, SR – в позиции C. Условия хранения: Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке кассеты cobas с При использовании на борту анализатора при 10-15 °С 12 недели 3338258190                                                                                                                                                                   | касс | 4,00 11 391,00  | 45 564,00  |



|        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |           |               |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|---------------|
| 1.     | Мочевина, 500Tests,                             | Кассеты COBAS INTEGRA/Cobas с systems Мочевина/Азот мочевины UREAL на 500 тестов<br>Назначение: Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения мочевины/азота мочевины в сыворотке, плазме и моче человека. Реагенты и рабочие растворы: R1 NaCl 9% R2 ТРИС-буфер: 220 ммоль/л, pH 8.6; 2-оксоглутарат: 73 ммоль/л; НАДН: 2.5 ммоль/л; АДФ: 6.5 ммоль/л; уреазы (канавалия мечевидная): ≥ 300 мккат/л; ГЛДГ (бычья печень): ≥ 80 мккат/л; консервант; неактивные стабилизаторы R1 находится в позиции C, R2 — в позиции B. Условия хранения: Срок хранения вскрытого реагента в годности на упаковке кассеты cobas с rack. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 8 недель 4460715190 | касс | 12,00 | 29 276,00 | 351 312,00    |
| 82.    | Разбавитель мочи URINE Diluent 9180, AVL 91xx , | Разбавитель мочи Urine Diluent для анализатора электролитов 9180 Electrolyte Analyzer.<br>Активные ингридиенты: Na+ 120,0 ммоль/л, Cl- 127,3 ммоль/л.<br>Объем упаковки 500 мл. 3110249180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | упк. | 1,00  | 91 340,00 | 91 340,00     |
| Итого: |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |           | 155 76 477,00 |

Руководитель ОГЗ

Мединам Б.Д.

Исп. Муканова А.Т.  
Т 23-21-50