

Протокол итогов №16
по итогам закупа товаров способом запроса ценовых предложений

«09» февраля 2022 года

г. Нур-Султан

Заказчик/организатор закупок: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г.Нур-Султан, пр-т Абылайхана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии с главой 9 правил организации и проведения закупа проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан 4 июня 2021 года №375 (далее – Правила) осуществила закуп товаров способом запроса ценовых предложений.

2. Перечень закупаемых товаров, краткое описание, цена закупаемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые предложения в установленном порядке приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

3. Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями и признаны победителями.

4. По результатам рассмотрения по следующим лотам ценовые предложения признаны наименьшими и признаны победителями:

1) лот №3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82 ТОО «ТЦ Мастер» г.Кокшетау,ул.Акана серы 100, сумма договора-14 576 100тенге;

2) 1,2,5,81 признаны несостоявшимися.

5. Во исполнение п. 4 настоящего Протокола победителям закупа обеспечить предоставление документов в порядке и сроки, предусмотренные п. 102 Правил для последующего подписания сторонами договора закупа.

6. Отделу государственных закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 9 Правил.

Руководитель ОГЗ

Мелинам Б.Д.



Исп. Муканова А.

Г.23-21-50

Таблица цен

№ лота	Наименование товара	Краткая характеристика Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения каталитической активности АЛТ (ЕС 2.6.1.2; L-аланин: 2-оксоглутаратаминотрансфераза) в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием систем COBAS INTEGRA. Реагенты и рабочие растворы: R1 ТРИС-буфер: 224 ммоль/л, pH 7.3 (37 °C); L-аланин: 1120 ммоль/л; альбумин (бычий): 0.25 %; лактатгидрогеназа (бактериальная): ≥ 45 мкат/л; стабилизаторы; консервант SR 2-Оксоглутарат: 94 ммоль/л, НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; консервант R1 находится в позиции В, SR — в позиции С. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. 20764957322	Ед. изм.	К-во	Цена, за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки способом тендера, тенге	ТОО ТЦ Мастер
1.	Аланинаминотрансфераза, 500Tests,		касс	10,00	15 570,00	155 700,00	
2.	Аспартатаминотрансфераза, 500Tests,	Назначение: In vitro тест для количественного определения каталитической активности АСТ (ЕС 2.6.1.1; L-аспартат: 2-оксоглутаратаминотрансфераза) в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием систем COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы: R1 ТРИС-буфер: 264 ммоль/л, pH 7.8 (37 °C); L-аспартат: 792 ммоль/л; МДГ (бактериальная): ≥ 24 мкат/л; ЛДГ (бактериальная): ≥ 48 мкат/л; альбумин (бычий): 0.25 %; консервант SR НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; 2-оксоглутарат: 94 ммоль/л; консервант R1 находится в позиции А, SR — в позиции В и С. Хранение и стабильность: Срок хранения не вскрытого реагента при 2-8 °C до окончания срока годности. При использовании на борту при 10-15 °C 12 недель. 20764949322	касс	10,00	15 010,00	150 100,00	
3.	Билирубин Gen.2, 350Tests	Назначение: In vitro-тест для количественного определения прямого билирубина в человеческой сыворотке и плазме на системах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты и рабочие растворы: R1 Фосфорная кислота: 85 ммоль/л, HEDTA: 4.0 ммоль/л; NaCl: 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9 R2 3,5-Дихлорфенилдиазоний: 1.5 ммоль/л; pH 1.3 R1 находится в положении В, и R2 находится в положении С. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C 5589061190	касс	14,00	19 934,00	279 076,00	19 500,00
4.	Билирубин Gen.3, 250Tests	Назначение: In vitro тест для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека (взрослых и новорожденных) на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты и рабочие	касс	20,00	14 238,00	284 760,00	14 200,00

		растворы: R1 Фосфат: 50 ммоль/л; детергенты; стабилизаторы; pH 1.0 R2 3,5-дихлорфенил диазониновая соль: ≥ 1.35 ммоль/л R1 находится в позиции B и R2 – в позиции C. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C 5795397190 Кассеты COBAS INTEGRA/Cobas с systems креатинин CREA12 на 700 тестов Назначение: Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения креатинина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах COBAS INTEGRA. Реагенты и рабочие растворы: R1 Гидроксид калия: 900 ммоль/л; фосфат: 135 ммоль/л; pH ≥ 13.5 SR Пикриновая кислота: 38 ммоль/л; pH 6.5; неактивный буфер. R1 находится в позиции B, SR — в позиции C. Условия хранения: Хранить при 15-25 °C 4810716190 Набор контрольных сывороток PreciControl Anti-NAV IgM предназначен для контроля качества теста Elecsys Anti-NAV IgM иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. • PC A-NAVIGM1: 8 флаконов, каждый из которых содержит по 0.67 мл контрольной сыворотки Сыворотка крови человека, отрицательная для анти-NAV IgM; консервант. • PC A-NAVIGM2: 8 флаконов, каждый из которых содержит по 0.67 мл контрольной сыворотки Анти-NAV IgM антигена (человека) около 3 Е/мл) в сыворотке крови человека; консервант. Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11876368122				
5.	Креатинин Gen.2, 700Test,	упк.	8,00	14 741,00	117 928,00	
6.	Прециконтроль Anti-NAV IgM	упк.	1,00	81 659,00	81 659,00	
7.	PRO-CELL- Буферный раствор 6*380мл,	упк.	25,00	23 194,00	579 850,00	23 000,00
8.	Калибратор онкомаркер CA125 II CS G2, 4x1.0мл	упк.	1,00	63 221,00	63 221,00	63 000,00
9.	Калибратор TTT/TSH CS, 4x1.0мл	упк.	1,00	70 784,00	70 784,00	70 500,00

10.	Адренокортикотропный гормон на 100 тестов	контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 04738551190 Кассета Адренокортикотропный гормон (Adrenocorticotrophic hormone, corticotropin-ASTH) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммуноанализ для количественного определения in vitro адренокортикотропного гормона (АКТГ) в человеческой ЭДТА плазме Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка ASTH. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ASTH-Ab-биотин (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные моноклональные анти-АКТГ антитела (мышинные) 0.3 мг/л; MESb) буфер 50 ммоль/л, pH 6.2; консервант. R2 Анти-ASTH-Ab-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-ASTH антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 0.3 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 03255751190	упк.	1,00	167 607,00	167 607,00	165 000,00
11.	альфа фетопротеин на 100 тестов	Кассета Альфа фетопротеин (AFP) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммуноанализ для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения $\alpha 1$ фетопротеина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка AFP. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-АФП-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-АФП-антитела (мыши) 4.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-АФП-антитела-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-АФП антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 12.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. 04481798190	упк.	8,00	59 307,00	474 456,00	59 250,00
12.	Анти-тиреоглобулин Anti-TG на 100 тестов	Кассета Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммуноанализ с целью in vitro количественного определения содержания антител к тиреоглобулину в человеческой сыворотке крови и плазме. Определение anti-Tg используется как вспомогательный метод диагностики аутоиммунного тиреоидита. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка Anti-TG. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Tg-биотин (серая крышка), 1 бутылка, 10 мл: Биотинилированный Tg (человеческий) 0.200 мг/л; ТРИС буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 Anti-Tg-Ab-Ru(bpy) (черная крышка), 1 бутылка, 10 мл: Моноклональные anti-Tg антитела (человеческие) промаркированные рутений комплексом 0.620 мг/л; ТРИС буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия	упк.	1,00	88 986,00	88 986,00	88 500,00

	хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °С До конца срока годности. 6368697190						
13.	Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO на 100тестов	Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения содержания антител к тироидной пероксидазе в человеческой сыворотке крови и плазме. Определение анти-TPO используется как вспомогательный метод диагностики аутоиммунного тиреоидита. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка A□TPO. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TPO□антитела-Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Поликлональные анти-TPO-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; ТРИС-буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 TPO-биотин (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированный TPO (рекомбинант) 0.15 мг/л; TRIS-буфер 30 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °С До конца срока годности. 06368590190	упк.	5,00	88 986,00	444 930,00	88 500,00
14.	Онкомаркер СА 15-3-онкомаркер на 100тестов	Кассета Антитен опухолевый 15-3 II (CA 15-3 II) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения СА 15□3 в сыворотке и плазме крови человека в качестве вспомогательной процедуры для мониторинга пациентов с раком молочной железы. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СА 15□3 II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CA 15-3-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные антитела (115D8; мыши) 1.75 мг/л; фосфатный буфер 20 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Anti-CA 15-3-Ab-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональное анти-CA 15-3 антитело (DF3, мыши), меченое рутениевым комплексом 10 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2□8 °С. Не замораживать. 03045838122	упк.	3,00	142 782,00	428 346,00	140 000,00
15.	Онкомаркер СА 19-9- на 100тестов	Кассета Антитен опухолевый 19-9 (CA 19-9) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения СА 19□9 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СА19□9. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Anti-CA 19-9-Ab-biotin (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-CA 19□9 антитела (мыши) 3 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.5; консервант. R2 Anti-CA 19-9-Ab-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-CA 19-9 антитела (мыши),	упк.	5,00	120 333,00	601 665,00	119 000,00

4

16.	СА 72-4-онкомаркер на 100тестов	меченые рутениевым комплексом 4 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °С До конца срока годности. 11776193122	Кассета Антиген опухолевый 72-4 (CA 72-4) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения СА 72□4 в сыворотке и плазме крови человека. Данный метод используется в частности для терапевтического мониторинга карцином желудка и яичников. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СА72□4. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-СА 72-4-Ab-biotin (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированное моноклональное анти-СА 72-4-антитело (CC49; мыши), 1 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.8; консервант. R2 Анти-СА 72-4-Ab-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-СА 72-4 антитела (B72.3; мыши), меченые рутениевым комплексом 6 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.8; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °С До конца срока годности. 11776258122	упк.	1,00	142 782,00	142 782,00	140 000,00
17.	СА125-онкомаркер на 100тестов	Кассета Антиген опухолевый 125 (CA 125) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения реактивных эпителиев ОС 125 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с реагентами наклеена этикетка СА125 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-СА 125-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированное моноклональное анти-СА 125-антитело (М 11; мыши) 1 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. R2 Анти-СА 125-антитела-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональное анти-СА 125 антитело (ОС 125, мыши), меченое рутениевым комплексом 1 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °С До конца срока годности. 11776223190	упк.	5,00	120 333,00	601 665,00	118 000,00	
18.	СЕА-карцинома эмбриональный антиген на 100тестов	Кассета Раково-эмбриональный антиген (CEA) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека. Данный анализ показан для серийного измерения CEA в качестве вспомогательного метода для мониторинга пациентов с раком. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CEA. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 8 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CEA-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти □ CEA антитела (мыши/человека) 3.0 мг/л; фосфатный буфер	упк.	9,00	85 750,00	771 750,00	84 000,00	

		100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-CEA-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-CEA-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 4.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °C До конца срока годности. 11731629322					
19.	CleanCell-Очищающий р-р 6*380мл,	Системное решение для очистки измерительного устройства иммунологических анализаторов Elecsys 2010 и cobas e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, чистящий раствор для измерительной ячейки КОН 176 ммоль/л (соответствует pH 13.2); детергент ≤ 1 %.. Условия хранения: Хранить при 15□25 °C 11662970122	упк.	18,00	26 348,00	474 264,00	26 000,00
20.	С-пептид на 100 тестов	Кассета С-пептид (C -Peptide для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения С-пептида в моче, сыворотке и плазме крови человека. Данный тест предназначен для диагностики и лечения пациентов с нарушением секреции инсулина. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СРЕPTID. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-С-пептидные-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированные моноклональные анти-С-пептидные антитела (мыши) 1 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-С-пептидные-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-С-пептидные антитела (мыши), меченные рутениевым комплексом 0.4 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2□8 °C. Не замораживать. 03184897190	упк.	6,00	109 159,00	654 954,00	107 000,00
21.	Онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов	Кассета Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения фрагментов цитокератина 19 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CYFRA. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-цитокератин 19□Ab-биотин (серый колпачок), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное анти-цитокератин 19-антитело (KS 19.1; мыши), 1.5 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-цитокератин 19□Ab~Ru(bpy) (черный колпачок), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-цитокератин 19 антитела (BM 19.21; мыши), меченые рутениевым комплексом 2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2□8 °C До конца срока годности. 11820966122	упк.	7,00	191 673,00	1 341 711,00	188 000,00
22.	Diluent Universal -Разбавитель универсальный, 2*16	Diluent Universal применяется для разведения пробы при выполнении тестов с применением реагентов Elecsys. Реагенты и рабочие растворы: Разбавитель Diluent Universal помещается как Dil. Uni. 2 флакона, по 16 мл	упк.	2,00	17 318,00	34 636,00	17 000,00

23.	Ferritin-Феритин на 100тестов	в каждом Содержании: Белковая матрица; консервант $\leq 0.1\%$ Условия хранения: Хранить при $2\pm 8^\circ\text{C}$. 11732277122 Кассета Ferritin Elecsys cobas e 100 определений V2. Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FERR. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Антиферритин-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ферритин антитела (мыши) 3.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Антиферритин Ab-Ru(bpy) (черный колпачок), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ферритин-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 6.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при $2\pm 8^\circ\text{C}$ До конца срока годности. 03737551190	упк.	8,00	65 968,00	527 744,00	64 500,00
24.	Folate III-Фолат на 100тестов	Кассета Фолиевой кислоты (Folate) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения солей фолиевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) и реагентах для предварительной обработки (PT1, PT2) наклеена этикетка Fol III. PT1 Реактив предварительной обработки 1 (белый колпачок), 1 флакон, 4 мл: 2-меркаптоэтансульфоновая кислота (MESNA) 40 г/л, pH 5.5. PT2 Реактив предварительной обработки 2 (серый колпачок), 1 флакон, 5 мл: Гидроксид натрия 25 г/л. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Фолат-связывающий белок-Ru(bpy) (серый колпачок), 1 флакон, 9 мл: Помеченный рутениевым комплексом фолат-связывающий белок 75 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратный/фосфатный/цитратный буфер 70 ммоль/л, pH 5.5; консервант. R2 Фолаты-биотин (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные соли фолиевой кислоты 17 мкг/л; биотин 120 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратныйбуфер 100 ммоль/л, pH 9.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при $2\pm 8^\circ\text{C}$ До конца срока годности. 07559992190	упк.	2,00	99 399,00	198 798,00	98 000,00
25.	free PSA-свободный простатоспец.антиген ПСА на 100тестов	Кассета Простата-специфический антиген свободный (free PSA) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммуноtest in vitro для количественного определения свободного простато-специфического антигена в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FPSA. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши) 2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4;	упк.	2,00	46 249,00	92 498,00	46 200,00

26.	консервант. R2 Анти-ПСА-антитела-Ru(bru) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши), меченые рутением комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 08828601190 Кассета Триодтиронин свободный (FT3) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения содержания свободного триодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FT3 III. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, R1 покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-T3-антитело-Ru(bru) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Моноклональные анти-T3-антитела (овцы), меченые рутением комплексом 18 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 T3-биотин (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T3 2.4 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 06437206190 FT3-свободный триодтиронин на 200 тестов	упк.	5,00	113 255,00	566 275,00	110 000,00
27.	Кассета FT4 G2 Elecsys cobas e 200 определений. Предназначен для количественного определения несвязанного тироксина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с реагентами наклеена этикетка FT4 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-T4-Ab-Ru(bru) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Моноклональные анти-T4-антитела (овцы), меченые рутением комплексом 75 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 T4-biotin (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T4 2.5 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 07976836190 FT4-свободный тироксин на 200 тестов	упк.	4,00	68 256,00	273 024,00	68 000,00
28.	Кассета Хорионический гонадотропин человека интактный+бета-субединица II (Intact human chorionic gonadotropin +beta-subunit-HCG+beta II) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Данный тест применяется: • Для раннего выявления и мониторинга беременности. В сочетании с другими параметрами при оценке риска Синдрома Дауна (трисомии 21 хромосомы). Для диагностики хромосомных аберраций необходимо проведение дальнейшего обследования. • В онкологии определение ХГЧ+β используется для ведения пациентов с трофобластическими опухолями. Данный тест применяется для выявления и мониторинга ХГЧ+β продуцирующих опухолевых клеток яичникового, плацентарного или тестикулярного происхождения. Реагенты и рабочие растворы: М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ХГЧ-антитело-биотин (серая крышка), HCG+beta/хориональный гонадотропин+бэтта на 100 тестов	упк.	1,00	83 323,00	83 323,00	82 500,00

		1 флакон, 9 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ХГЧ-антитела (мыши) 2.6 мг/л; фосфатный буфер 40 ммоль/л, pH 7.5; консервант. R2 Анти-ХГЧ-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ХГЧ-антитела (мыши), меченные рутениевым комплексом 4.6 мг/л; фосфатный буфер 40 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 03271749190					
29.	IgE-Иммуноглобулин E на 100тестов	Кассета IgE G2 Elecsys cobas e 100 определений. Предназначен для количественного определения иммуноглобулина E в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка IGE II. M Микрокапсулы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрокапсулы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-IgE-антитело-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-IgE-антитела (мыши) 2.5 мг/л; фосфатный буфер 85 ммоль/л, pH 6.5; консервант. R2 Анти-IgE-антитело~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-IgE антитела (мыши), меченные рутениевым комплексом 5.5 мг/л; фосфатный буфер 85 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 04827031190	упк.	2,00	93 738,00	187 476,00	93 000,00
30.	IL6 CS,калибратор интерлейкин 6,	Калибровочный набор IL-6 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys IL-6 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты – рабочие растворы ▪ IL-6 Cal1: 2 флакона, каждый по 2.0 мл калибратора 1 ▪ IL-6 Cal2: 2 флакона, каждый по 2.0 мл калибратора 2 Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. 05109469190	упк.	1,00	78 417,00	78 417,00	78 200,00
31.	Инсулин Insulin на 100тестов	Кассета Инсулин (Insulin) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека. Определение инсулина используют в диагностике и лечении различных нарушений углеводного обмена, в том числе при сахарном диабете и гипогликемии. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка INSULIN. M Микрокапсулы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрокапсулы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-инсулин-антитело-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-инсулиновые антитела (мышинные) 1 мг/л; MESb буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-инсулин-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-инсулиновые антитела (мыши), меченные рутениевым комплексом 1.75 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 12017547122	упк.	4,00	89 795,00	359 180,00	87 000,00

32.	ISE Sys Clean- p-р для системной очистки 5*100мл,	Для очистки ISE модулей на анализаторах Roche/Hitachi. Для очистки иммунологических анализаторов Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: 5 флаконов, каждый по 100 мл. Компоненты: Гидроксид натрия, 3 моль/л. Раствор гипохлорита натрия. Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте. Раствор стабилен до конца заявленного срока годности при хранении при 2-8 °C 11298500316	упк.	1,00	41 455,00	41 455,00	41 400,00
33.	Прециконтрoль Multimarke 4x2.0ml	Набор PreciControl Multimarke предназначен для контроля качества перечисленных иммуноанализаторов Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PC MM1: 3 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной и рабочей сыворотки PC MM2: 3 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 05341787190	упк.	1,00	80 927,00	80 927,00	80 500,00
34.	Прециконтрoль Thygo AB V2 4x2.0ml,	Набор контрольных сывороток PreciControl ThygoAB предназначен для контроля качества тестов Elecsys Anti-TSHR, Anti-TPO и Anti-Tg иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. PC THYRO1: 2 фл., каждый на 2.0 мл контрольной сыворотки PC THYRO2: 2 фл., каждый на 2.0 мл контрольной сыворотки. Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 05042666191	упк.	1,00	93 160,00	93 160,00	92 500,00
35.	Прециконтрoль Tumormarker, 4x3ml	Набор PreciControl Tumormarker (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. PC TM1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человеческой) PC TM2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человеческой). Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11776452922	упк.	1,00	81 031,00	81 031,00	79 500,00
36.	Прециконтрoль Universal V2 4*3мл,	Набор контрольных сывороток PreciControl Universal предназначен для контроля качества Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Набор PreciControl Universal содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммуноанализаторов Elecsys. Реагенты - рабочие растворы PC U1: 2 фл. для 2 x 3.0 мл контрольной сыворотки крови. Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11731416190	упк.	2,00	37 902,00	75 804,00	37 500,00
37.	Прециконтрoль Varia, 4x2.0ml	Набор PreciControl Varia (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки PC V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 05618860190	упк.	1,00	61 479,00	61 479,00	61 350,00
38.	Прециконтрoль Cardiac G2, 4*2ml	Набор PreciControl Cardiac II предназначен для контроля качества перечисленных иммуноанализаторов Elecsys и cobas e.	упк.	1,00	51 233,00	51 233,00	51 000,00

39.	Sys Wash-Промывочный p-p, 1*500мл	РС CARDIII: 2 флакона для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый РС CARDII: 2 флакона для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 04917049190 Системный раствор. Назначение: добавляется в емкость с дистиллированной водой для предотвращения образования микроорганизмов, а также для удаления кислорода из воды. Реагенты и рабочие растворы: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. 11930346122	1,00	15 985,00	15 900,00
40.	T3-общий трийодтиронин на 200 тестов	Кассета Трийодтиронин общий (T3) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения общего содержания трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка T3. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-T3-Аб-Ru(bvu) (серая крышка), 1 флакон, 16 мл: Поликлональные антитела к T3- (овечьему), меченные комплексом рутения 75 нг/мл; АНС 0.8 мг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. R2 T3-biotin (черная крышка), 1 флакон, 16 мл: Биотинилированный T3 3 нг/мл; АНС 0.8 мг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности. 11731360122	1,00	86 597,00	85 000,00
41.	T4-общий тироксин на 200 тестов	Кассета Тироксин общий (T4) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с реагентами наклеена этикетка T4. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином (0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-T4-Аб-Ru(bvu) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Поликлональные антитела к T4 (овечьему), меченные комплексом рутения 100 нг/мл; АНС 1 мг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. R2 T4-biotin (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T4 20 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности. 12017709122	1,00	86 597,00	85 000,00
42.	TG Confirmatory- Тиреоглобулин подтверждающий на 50 тестов	Кассета TG G2 Confirmatory Test Elecsys cobas e 50 определений. Тест Elecsys Tg II Confirmatory Test предназначен для использования в комбинации с тестом Elecsys Tg II для оценки потенциальных эффектов интерференции и с целью подтверждения соответствующих результатов Tg. Elecsys Tg II Confirmatory Test Tg II подтверждающий реагент (черная закручивающаяся крышка), 1 флакон для 3 мл: Приблизительно 350 нг/мл Tg (человека) в матриксе лиофилизованной сыворотки крови человека. Данные о концентрации, специфичной для серии, смотрите на этикетке флакона. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности. 06513107190	1,00	106 804,00	105 000,00

43.	Total PSA-общий простатоспец.антиген PSA на 100тестов	Кассета Простата-специфический антиген общий (total PSA) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Тест in vitro для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато-специфического антигена (обПСА) в сыворотке или плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл; Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-Ab-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл; Анти-ПСА-Ab-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл; Биотинилированные моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши) 1.5 мг/л; Биотинилированный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-ПСА-фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-ПСА-Ab-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл; Моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 08791686190	упк.	7,00	53 447,00	374 129,00	53 000,00
44.	TSH-ТТГ тиреотропный гормон на 200тестов	Кассета Тиреотропный гормон (TSH) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TSH. Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл; Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TSH-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл; Биотинилированные моноклональные анти-TSH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-TSH-Ab-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл; Моноклональные анти-TSH-антитела (мыши/человека), меченые рутениевым комплексом 1.2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 08429324190	упк.	8,00	79 936,00	639 488,00	78 000,00
45.	Vitamin B12 G2 на 100тестов	Кассета Vitamin B12 (Vitamin B12) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Анализ связывания для in vitro количественного определения уровня витамина B12 в сыворотке крови и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами (M, R1, R2) и реагенты для предварительной обработки (PT1, PT2) маркированы как B12 H.PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белого цвета), 1 флакон, 4 мл; Дитиотреитол 1.028 г/л; стабилизатор, pH 5.5.PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл; Натрия гидроксид 40 г/л; натрия цианид 2.205 г/л. Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл; Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Внутренний фактор-Ru(bpy) (крышка серого цвета), 1 флакон, 10 мл; Рекомбинантный свиной внутренний фактор, меченый рутением, 4 мкг/л; дицианид кобальта 15 мкг/л; стабилизатор; альбумин сыворотки крови человека; фосфатный буфер, pH 5.5; консервант. R2 Vitamin B12-биотин (крышка черного цвета), 1 флакон, 8.5 мл; Биотинилированный витамин B12 25 мкг/л; биотин 3	упк.	1,00	47 985,00	47 985,00	47 500,00

46.	мкг/л; фосфатный буфер, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 07212771190	Кассета Vitamin D total Elecsys cobas e 100 определений. Предназначен для количественного определения общего 25-гидроксистероидина D в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест также можно использовать для оценки достаточности витамина D в организме. На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) и на реагентах для предварительной обработки (RT1, RT2) наклеена этикетка VITD-T. RT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белого цвета), 1 флакон, 4 мл: Дитиотреитол 1 г/л, pH 5.5. RT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл: Натрия гидроксид 55 г/л. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микроастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Витамин-D-связывающий белок (BPRu) (крышка серого цвета), 1 флакон, 9 мл: Меченый рутением витамин-D-связывающий белок (150 мкг/л); бис-трис пропановый буфер 200 ммоль/л; альбумин (человека) 25 г/л; pH 7.5; консервант. R2 25-гидроксистероидина D-биотин (крышка черного цвета), 1 флакон, 8.5 мл: Биотинилированный витамин D (25-ОН) (14 мкг/л); бис-трис пропановый буфер 200 ммоль/л; pH 8.6; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности.	уупк.	381 442,00	381 442,00	378 000,00
47.	Vitamin D total-Общий витамин D на 100 тестов калибратор ACTH CS для адренокортикотропного гормона, 4*1ml	Калибровочный набор ACTH CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys ACTH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ACTH Cal: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ACTH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ACTH (синтетический) в двух диапазонах концентрации (примерно 15 пг/мл и примерно 120 пг/мл) в матриксе лошадиной сыворотке крови. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 03255760190	уупк.	34 504,00	34 504,00	34 000,00
48.	Калибратор альфа фитопротеин G2 CS, 4*1ml	Калибровочный набор AFP CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys AFP на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: AFP Cal: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 AFP Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 AFP (человека, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 5 МЕ/мл или 6 нг/мл и приблизительно 50 МЕ/мл или 60 нг/мл) в сыворотке крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. 04487761190	уупк.	34 216,00	34 216,00	34 200,00
49.	Калибратор Anti-Tg CS, 4x1.5ml	Калибровочный набор Anti-Tg CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Anti-Tg (тироглобулин) на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: A-TG Cal: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 1 A-TG Cal2: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 2 Анти-Tg антитела (A-TG Cal: человека, A-TG Cal2: овцы) в двух диапазонах концентрации	уупк.	48 357,00	48 357,00	48 250,00

		(примерно 40 МЕ/мл и примерно 3250 МЕ/мл) в матрице человеческой сыворотки крови. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 06368603190				
50.	Калибратор Anti-TPO CS 4*1.5ml	Калибровочный набор Anti-TPO CalSet предназначен для калировки количественного теста Elecsys Anti-TPO на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: Anti-TPO Cal2: Call: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 1 - Anti-TPO Cal2: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 2 Анти-ТПО антитела (овцы) в двух диапазонах концентрации (примерно 35 МЕ/мл и примерно 350 МЕ/мл) в матрике человеческой сыворотки крови. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 06472931190,	упк.	1,00	35 766,00	35 766,00
51.	Калибратор кортизол CS, 4*1ml	Калибровочный набор Cortisol II CalSet предназначен для калировки количественного анализа Elecsys Cortisol II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: CORT II Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 - CORT II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Кортизол (синтетический) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 12.5 нмоль/л или 0.45 мкг/дл и приблизительно 1000 нмоль/л или 36 мкг/дл) в матрице из человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 06687750190	упк.	1,00	66 655,00	66 655,00
52.	Калибратор Cyfra 21-1 CS, 4*1ml	Калибровочный набор CYFRA 21-1 CalSet предназначен для калировки количественного анализа Elecsys CYFRA 21-1 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: CYFRA Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 - CYFRA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Цитокератин (человеческий, из линии клеток MCF-7) в двух диапазонах концентраций (примерно от 0 нг/мл до 50 нг/мл) в матрике сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11820974322	упк.	1,00	47 050,00	47 050,00
53.	калибратор DHEA-S CS 4*1ml	Калибровочный набор DHEA-S CalSet предназначен для калировки количественного анализа Elecsys DHEA-S на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. DHEAS Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 - DHEAS Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 DHEA-S (синтетический) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.14 мкмоль/л или 5 мкг/дл и примерно 20 мкмоль/л или 750 мкг/дл) в истощенном матрике человеческой сыворотки. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 03000095122	упк.	1,00	47 050,00	47 050,00
54.	калибратор Эстрадиол G3 CalSet II	Калибровочный набор Estradiol III CalSet предназначен для калировки количественного анализа Elecsys Estradiol III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: E2 III Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 - E2 III Cal2: 2 флакона, каждый	упк.	1,00	46 109,00	46 109,00
						45 500,00

		по 1.0 мл калибратора 2 Эстрадиол (синтетический) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 73 пмоль/л или 20 пг/мл и приблизительно 7340 пмоль/л или 2000 пг/мл) в матрике сыворотки крови человека; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.				
55.	Калибратор Free PSA CS 4*1ml	06656048190 Калибровочный набор free PSA CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys free PSA на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: • FPSA Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • FPSA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Свободный ПСА (человеческий) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.10 нг/мл и примерно 20 нг/мл) в матрике буфер/белок (альбумин бычьей сыворотки). Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 08851964190	упк.	1,00	28 689,00	28 000,00
56.	Калибратор FT4 G2 CS, 4x1,0мл	Калибровочный набор FT4 II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT4 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. FT4 II Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • FT4 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L-тироксин в двух диапазонах концентраций (приблизительно 10 пмоль/л или 0.78 нг/дл и приблизительно 45 пмоль/л или 3.5 нг/дл) в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 07976879190	упк.	1,00	33 296,00	32 500,00
57.	Калибратор HCG+beta II CS, 4x1,0мл	Калибровочный набор HCG+β CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys HCG+β на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: HCG+β Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • HCG+β Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Хорионический гонадотропин человека (из мочи) в двух диапазонах концентраций (приблиз. 1.5 мМЕ/мл и приблиз. 2000 мМЕ/мл) в сыворотке крови человека с буфером. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 03302652190	упк.	1,00	33 353,00	33 000,00
58.	Калибратор IgE CS, 4x1,0мл	Набор калибраторов IgE CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys IgE II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. • IGE Call: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • IGE Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 IgE (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 1 МЕ/мл или 2.4 нг/мл и приблизительно 100 МЕ/мл или 240 нг/мл) в матрике лошадиной сыворотки крови; консервант. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11930427122	упк.	1,00	30 321,00	30 000,00
59.	Калибратор LH CalSet II 4*1 мл	Калибровочный набор LH CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys LH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: LH Call: 2 флакона, 11930427122	упк.	1,00	32 884,00	31 500,00

60.	Калибратор Progesteron G3 Calset 2 Gen.	каждый по 1.0 мл калибратора 1 • LH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ЛГ (человека) в двух диапазонах концентраций (примерно 1 мМЕ/мл и примерно 45 мМЕ/мл) в матрике сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 03561097190	упк.	1,00	40 254,00	40 254,00	40 000,00
61.	Калибратор Prolactin G2 CalSet 03277356190	Калибровочный набор Prolactin II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Prolactin II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: • PRL Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • PRL Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Пролактин (рекомбинантный, человека, из E. coli) в двух диапазонах концентраций (примерно 2 мМЕ/мл или 0.09 нг/мл и примерно 2000 мМЕ/мл или 94 нг/мл) в матрике лошадиной сыворотки с буфером. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк.	1,00	30 307,00	30 307,00	30 000,00
62.	Калибратор T4 CS, 4x1,0мл	Калибровочный набор T4 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys T4 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: T4 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • T4 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L-тироксин в двух диапазонах концентраций (приблизительно 50 нмоль/л или 3.9 мкг/дл и приблизительно 230 нмоль/л или 17.9 мкг/дл) в буферной/б елковой (бычий сывороточный альбумин) матрице. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк.	1,00	29 894,00	29 894,00	29 500,00
63.	Калибратор Vitamin D total II, 4x1.0мл	Калибровочный набор Vitamin D total CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Vitamin D total на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. • VIT-D TOTAL Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • VIT-D TOTAL Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 25-ОН витамин D3 в двух диапазонах концентраций (приблизительно 3 нг/мл или 7.5 нмоль/л и приблизительно 45 нг/мл или 113 нмоль/л) в матрике сыворотки крови человека; консервант. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 07464240190	упк.	1,00	98 598,00	98 598,00	97 500,00
64.	Калибратор Vitamina B12 G2 CS 4x1,0мл	Vitamin B12 II CalSet используется для калибровки количественного анализа Elecsys Vitamin B12 II на иммунологических анализаторах Elecsys	упк.	1,00	26 348,00	26 348,00	26 000,00

	и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ B12 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ B12 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Витамин B12 в двух диапазонах концентраций (приблизительно 185 пмоль/л или 250 пг/мл и приблизительно 1107 пмоль/л или 1500 пг/мл) в матрике сыворотки крови человека, консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 07212780190,						
65.	Калибратор для Insulin CS, 4x1.0ml	Набор калибраторов Insulin CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Insulin на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: INSULIN Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ INSULIN Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Инсулин (человеческий рекомбинантный из дрожжей) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 5 мкЕ/мл или 35 пмоль/л и приблизительно 300 мкЕ/мл или 2080 пмоль/л) в матрице из бычьей сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 12017504122	упк.	1,00	42 830,00	42 830,00	42 000,00
66.	Калибратор для T3 CS, 4*1,0мл	Калибровочный набор T3 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys T3 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: T3 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ T3 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 T3 в двух диапазонах концентрации (примерно 1.25 нмоль/л или 0.8 нг/мл и примерно 8.5 нмоль/л или 5.5 нг/мл) в матрице человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11731548122	упк.	1,00	39 953,00	39 953,00	39 000,00
67.	Калибратор общий ПСА/ total PSA CS V3 4x1,0мл	Калибровочный набор total PSA CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys total PSA на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PSA Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ PSA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 PSA (человека) в двух диапазонах концентрации (примерно 0 нг/мл и примерно 60 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 08838534190	упк.	1,00	49 101,00	49 101,00	48 500,00
68.	Калибратор CEA CS, 4x1.0ml	Калибровочный набор CEA CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys CEA на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ CEA Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CEA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 CEA (человеческий, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентрации (примерно 5 нг/мл и примерно 50 нг/мл) в буфере/протеиновом матриксе. 1 нг/мл CEA соответствует 16.9 мМЕ/мл. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 11731645322	упк.	1,00	25 977,00	25 977,00	25 000,00

17

69.	калибратор TG G2CS, 4x1,0мл	Калибровочный набор Tg II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Tg II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Tg II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 (человеческий) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 0.15 нг/мл и приблизительно 180 нг/мл) в матрице из лошадиной сыворотки. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 06445900190	упк.	1,00	50 971,00	50 971,00	49 500,00
70.	Калибратор Ферритин/Ferritin CS	Калибровочный набор Ferritin CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Ferritin на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. • FERR Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • FERR Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Ферритин (человеческий, печень) в двух диапазонах концентраций (примерно 10 мкг/л или нг/мл и примерно 300 мкг/л или нг/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 03737586190	упк.	1,00	22 584,00	22 584,00	22 000,00
71.	калибратор фолат/Folate III CS	Калибровочный набор Folate III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Folate III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: FOL III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • FOL III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Соль фолиевой кислоты в двух диапазонах концентрации. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 07560001190	упк.	1,00	39 522,00	39 522,00	39 000,00
72.	контроль PreciControl ANTI-ССР,	Набор контрольных сывороток PreciControl Anti-ССР предназначен для контроля качества теста Elecsys Anti-ССР иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. • PC A-ССР1: 2 фл. для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый Антигела к циклическому штируллиновому пептиду (анти-ЦЦП) (человеческому), приблизительно 20 Е/мл в человеческой сыворотке. • PC A-ССР2: 2 фл. для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый Антигела к циклическому штируллиновому пептиду (анти-ЦЦП) (человеческому), приблизительно 100 Е/мл в человеческой сыворотке. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. 5031664190	упк.	1,00	108 686,00	108 686,00	107 000,00
73.	Elecsys Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 11732234122, на 100тестов	Кассета Лютеинизирующий гормон (ЛН) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка ЛН. М Микрокапсулы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрокапсулы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ЛГ-антигела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ЛН-антигела (мышь) 2.0 мг/л; ТРИС-буфер 50 ммоль/л, pH 8.0; консервант. R2 Анти-ЛГ-антигела-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон,	упк.	1,00	50 282,00	50 282,00	50 000,00

74.	Прогестерон/Progesterone G3, на 100 тестов	10 мл: Моноклональные анти-ЛГ антитела (мыши), меченые рутением комплексом, 0.3 мг/л; ТРИС-буфер 50 ммоль/л, pH 8.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. Кассета Прогестерон (Progesterone) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения прогестерона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка PROG III.M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-прогестерон-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное антитело к прогестерону (рекомбинантное/овечье) 30 нг/мл; фосфатный буфер 25 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 Прогестерон-пептид-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Прогестерон (растительного происхождения), связанный синтетическим пептидом, помеченный рутением комплексом 2 нг/мл; фосфатный буфер 25 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 07092539190	упк.	1,00	73 717,00	73 717,00	72 500,00
75.	Пролактин /Prolactin, на 100 тестов	Кассета Пролактин (Prolactin) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка PRL II.M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-пролактин-антитела-биотин (серая пробка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-пролактин-антитела (мыши) 0.7 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 Анти-пролактин-антитела-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-пролактин антитела (мыши), меченые рутением комплексом 0.35 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. 03203093190	упк.	1,00	71 669,00	71 669,00	70 000,00
76.	Прециконтроль ClinChem Multi 2, 4x5мл,	Назначение Набор PreciControl ClinChem Multi 2 Cobas Integra, предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. Реагенты - рабочие растворы: Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. Хранение и стабильность: До вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2-8 °C. 05947774190	упк.	11,00	58 604,00	644 644,00	58 000,00
77.	Прециконтроль CleanChem Multi 1, 4x5мл,	Назначение Набор PreciControl ClinChem Multi 1 Cobas Integra, предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных	упк.	10,00	34 504,00	345 040,00	34 000,00

78.	Кондиционер натриевого электрода SODIUM ELECTRODE CONDITIONER (125 ML)	методов, оговоренных в специальных документах. Реагенты - рабочие растворы: Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая плазма крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. Хранение и стабильность: До вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2-8 °C. 05947626190 Назначение: для ежедневной обработки натриевого электрода и сенсорного датчика для образца в анализаторе AVL 9180. Каждый флакон содержит 125 мл раствора. Активные ингредиенты: Бифторид аммония 100 ммоль/л Добавки: Нет. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 3110362180	упк.	1,00	21 545,00	21 500,00
79.	Кассета общий белок Gen.2, 300Tests,	Кассеты COBAS INTEGRA/Cobas с systems общий белок TP2 на 300 тестов. Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: R1 Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калийнатрий: 89 ммоль/л; R1 Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калийнатрий: 89 ммоль/л; R1 Гидроксид калия: 61 ммоль/л; сульфат меди: 24.3 ммоль/л; pH: 13.2 R1 иодид калия в положении B, SR - в положении C. Условия хранения: Срок годности при 15-25 °C См. срок годности на этикетке кассеты cobas с При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 4 недели 3183734190	касс	14,00	11 172,00	156 408,00
80.	Кассета общий белок мочи Gen.3, 150Tests,	Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости человека на анализаторах COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы: R1 Гидроксид натрия: 677 ммоль/л; Na-ЭДТА: 74 ммоль/л SR Бензетония хлорид: 32 ммоль/л R1 находится в позиции B, SR - в позиции C. Условия хранения: Срок годности при 15-25 °C См. срок годности на этикетке кассеты cobas с При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недели 33338258190	касс	4,00	11 391,00	45 564,00
81.	Мочевина, 500Tests,	Кассеты COBAS INTEGRA/Cobas с systems Мочевина/Азот мочевины UREAL на 500 тестов Назначение: Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения мочевины/азота мочевины в сыворотке, плазме и моче человека. Реагенты и рабочие растворы: R1 NaCl 9 % R2 ТРИС-буфер: 220 ммоль/л, pH 8.6; 2-оксоглутарат: 73 ммоль/л; НАДН: 2.5 ммоль/л; АДФ: 6.5 ммоль/л; уреазы (канавалия мечевидная): ≥ 300 мккат/л; ГЛДГ (бычья печень): ≥ 80 мккат/л; консервант; неактивные стабилизаторы R1 находится в позиции C, R2 — в позиции B. Условия хранения: Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на упаковке кассеты cobas с pack. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 8 недель 4460715190	касс	12,00	29 276,00	351 312,00

82.	Разбавитель мочи URINE Diluent 9180, AVL91xx ,	Разбавитель мочи Urine Diluent для анализатора электролитов 9180 Electrolyte Analyzer. Активные ингридиенты: Na+ 120,0 ммоль/л, Cl- 127,3 ммоль/л. Объем упаковки 500 мл. 3110249180	упк.	1,00	91 340,00	91 340,00	90 000,00
Итого:					15 576 477,00		



Руководитель ОГЗ

Мединам Б.Д.

Исп. Муканова А.Т.
Т.23-21-50