

Протокол итогов №31
по итогам закупки товаров способом запроса ценовых предложений

г. Нур-Султан

«25» февраля 2022 года

Заказчик/организатор закупок: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г.Нур-Султан, пр-т Абылайхана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии с главой 9 правил организации и проведения закупки проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Казахстан от 4 июня 2021 года №375 (далее – Правила) осуществила закупку товаров способом запроса ценовых предложений.

2. Перечень закупаемых товаров, краткое описание, цена закупаемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые предложения в установленные сроки приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

3. Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: нет.

4. По результатам рассмотрения по следующим лотам ценовые предложения признаны наименьшими и признаны следующие победители:

1) Лот №1 ТОО «Медицина-Элемы» г.Нур-Султан, ул.М.Жагоркызы 21- сумма договора- 690 000 тенге

2) Лот №2,3,5,6,7,11,12,16,17,18,19,20,22 ТОО «БионМедСервис», г. Караганда, р-н им.Казыбек би, проспект Строителей строение 6
сумма договора- 3 275 200 тенге

3) Лот №24 ТОО «ЛокТест» г. Караганда район им.Казыбек би, ул. Муканова строение 18/7, сумма договора-131 025 тенге

4) Лот №13,14,15,23 ТОО «ДиАКиТ» г. Караганда, Октябрьский район,микрорайон 19, д. 40 «а»-56 490 тенге, Глава 5 ОТП.

5) Лоты № 4,8,9,10,21 признаны несостоявшимися.

5. Во исполнение п. 4 настоящего Протокола победителям закупки обеспечить предоставление документов в порядке и сроки, предусмотренные п. 102 Правил для последующего подписания сторонами договора закупки.

6. Отделу государственных закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 9 Правил.

Руководитель ОГЗ



Мединам Б.Д.

Исп.Муканова А.

Т.23-21-50

Приложение №1

№	Наименование	Тех спецификация	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма	ТОО Бюон Медсервис	ТОО ЛюкСтест	ТОО «Мелини на-Элемь»	ТОО ДиАКит
1	Са-электрод	Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Са2+ для анализаторов серии АВL800. 945-616	шт.	1,00	747 773,40	747 773,40			690 000	
2	Cellclean (очистающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-1, моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50 мл) +1 +30 С	Сильнощелочной очиститель, объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протенинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex. 83401621	фл.	8,00	53 000,00	424 000,00	44 200			
3	CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XR-300 (20л) +5 +30 С	Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. 83400116	шт.	25,00	47 511,00	1 187 775,00	46 560			
4	Сl-электрод	Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Cl- для анализаторов серии AVL800.945-617	шт	1,00	747 773,40	747 773,40				
5	EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XR 300 +2 +8 С	Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. 90405919	фл.	12,00	13 984,00	167 808,00	13 700			
6	EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор XR 300 +2 +8С	Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. 90406019	фл.	12,00	13 984,00	167 808,00	13 700			
7	EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XR 300 +2 +8 С	Контрольная кровь (нормальный уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. 90406116	фл.	12,00	13 984,00	167 808,00	13 700			

[illegible]

	БУТЫЛКА КОНЦЕНТРАТА МОЩЕГО Р-РА (100мл) из комплекта анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа +15 +30 С	Концентрированный промывочный раствор, объем 100мл, t +15 +30 С. В013416	упк.	1,00	24 122,00	24 122,00	23 000			
22	ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 (10х50мл) +2 +8 С	ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, диабетический профиль, глюкооксидаза, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4- аминоантипирин 0,4 ммоль/л, рН 7,5. Метрологические характеристики: предел обнаружения: 1,6 мг/дл = 0,08 ммоль/л глюкозы, предел линейности: 500 мг/дл = 27,5 ммоль/л глюкозы. Сходимость: Средняя концентрация: 84 мг/дл = 4,66 ммоль/л. CV 1,3 % п. 20. Средняя концентрация: 260 мг/дл = 14,43 ммоль/л. CV 1,5 % п. 20. Воспроизводимость: Средняя концентрация: 84 мг/дл = 4,66 ммоль/л. CV: 1,2 % п. 25. Средняя концентрация: 260 мг/дл = 14,43 ммоль/л. CV: 1,4 % п. 25. Количество исследований - 1500. Фасовка 10х50мл, температура хранения +2 +8°С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем. 2503	упк.	1,00	7 593,00	7 593,00	7 400			5500
23	Контроль Д-Димера – NemosIL Liquid, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коалометрический для диагностики in vitro ACL TOR, модификации: ACLTOR350 CTS, ACLTOR550 CTS, ACLTOR 750, ACLTOR750 CTS, ACLTOR750 LAS +2 +8 С	Контрольный материал предназначен для оценки воспроизводимости и точности методики определения Д-димера на пограничных уровнях. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 С. 20013000	шт.	1,00	293 319,00	293 319,00		131 025		
Итого:					7 735 66 6,60					

Руководитель ОГЗ

Мединам В.Д.