

Объявление №42

по закупу товаров способом запроса ценовых предложений.

«16» марта 2022 года

АО «Национальный научный медицинский центр» (далее - АО ННМЦ), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, в соответствии с пунктом 92 главы 9 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 "Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан (далее – Правила), объявляет о проведении закупки товаров по Приложению № 1 к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 9 Правил.

Срок поставки товаров: по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

Место поставки товаров: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

Порядок и условия оплаты: все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение 45 (сорок пять) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с «16» марта по «25» марта 2022 года до 09.00 часов, по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (206 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов: «25» марта 2022 года, время 10.00 часов, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (206 кабинет).

Срок подписания договора о закупке: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.


Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупкой в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Муканова Асель

Отмечаем, что в соответствии с статьей 10 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № КР ДСМ-282/2020 Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан

Руководитель ОГЗ



Мединам Б.Д.

Приложение 1

№	Наименование	Тех спецификация	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	Антиромбин жидкий- из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (2x2+4x4 мл) t+2 +8 С	Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антиромбина с использованием Ха фактора в качестве фермента-мишени. Используется для предоперационного скрининга, диагностики наследственного дефицита антиромбина у пациентов, склонных к тромбозам. Метод характеризуется широкой линейностью 10-150% активности. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. Поставляется в картонных упаковках (уп: 4 фл. по 4 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрата). Температура хранения +2 +8 С. Фасовка: 4 фл. по 4 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрата, (96 исследований). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" системе анализатора ACL Elite PRO, 20002500	шт.	40	121 000	4 840 000
2	Окрашивающий реагент, 2x12мл	Окрашивающий реагент, объем 2x12 мл, для окрашивания ретикулоцитов вразбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа тромбоцитов с помощью автоматических гематологическиханализаторов XN -350, XN -450, XN-550	упк.	2,00	247 500,00	495 000,00
3	Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах 500 мл	Фасовка: 1x500 мл. Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, неокисляющий, цинкид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л. 500 мл. 05433514	упк.	5,00	30 000,00	150 000,00
4	Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл	Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на Автоматических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550.	фл	1,00	65 300,00	65 300,00
5	Контрольная кровь L2	Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550.	фл	1,00	65 300,00	65 300,00
6	Контрольная кровь L3	Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550.	фл	1,00	65 300,00	65 300,00
7	Лизирующий реагент для гемолиза	Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитов и окрашивания компонентов лейкоцитов для исследования общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN 1000, 2000, 3000 и гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2л. Sysmex Лизирующий реагент	упк.	7,00	55 200,00	386 400,00

		LYSERCELL WDF, BG689680 Лизирующий реагент для гемоглиза эритроцитов окрашивания компонентов лейкоцитов для исследования общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN 1000, 2000, 3000 и гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2л.			
	Окрашивающий реагент	Окрашивающий реагент. Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 полулиниям с помощью автоматических гематологических анализаторов XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2x22 мл.			
8		упк.	4,00	349 000,00	1 396 000,00
	Разбавитель (очищающий) цельной крови 1л/упк CellPack DFL	Универсальный дилюент DFL (1 л.) CELLPACK DFL (II) Упаковка: пластиковая канистра 1 л. С пластиковой пробкой, помещенная в картонную коробку «Sysmex Corporation». Универсальный дилюент DFL, Разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах представляет собой реагент для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе). Концентрация гемоглобина определяется с добавлением гемолитического реагента. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости для детектора гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе (DF)) и для детектора проточной цитометрии (FCM). Хранение и срок годности после первого вскрытия при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он хранится до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подключите к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом и в спецификациях реагента. Sysmex Разбавитель (очищающий) цельной крови 1л/упк CellPack DFL			
9		упк.	2,00	71 900,00	143 800,00
	Разбавитель, цельной крови	Универсальный дилюент DCL (20 л.). Упаковка: пластиковая канистра 20 л. С пластиковой пробкой, помещенная в картонную коробку Sysmex Corporation. Универсальный дилюент DCL, Разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах представляет собой реагент для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе). Концентрация гемоглобина определяется с добавлением гемолитического реагента. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости для детектора гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе (DC)) и для детектора проточной цитометрии (FCM). Хранение и срок годности после первого вскрытия при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он хранится до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подключите к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом и в спецификациях реагента. Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL, CT661628			
10		упк.	15,00	47 500,00	712 500,00
	Очищающий р-р	Сильнощелочной очиститель. Объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протенинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex 2000i Очищающий р-р CELL CLEAN, 83401621 Сильнощелочной очиститель. Объем			
11		упк.	1,00	53 000,00	53 000,00

	50 мл. для удаления элизирующих реагентов, клеточных остатков и прогенов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex						
Итого:							

Руководитель ОГЗ



Мелинам Б.Д.

Исп. Муханова А.Г.
Г.23-21-50