

Протокол итогов №47
по итогам закупки товаров способом запроса ценовых предложений

г. Нур-Султан

«07» апреля 2022 года

Заказчик/организатор закупок: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г.Нур-Султан, пр-т Абылайхана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии с главой 9 правил организации и проведения закупки проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Казахстан от 4 июня 2021 года №375 (далее – Правила) осуществила закуп товаров способом запроса ценовых предложений.

2. Перечень закупаемых товаров, краткое описание, цена закупаемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые предложения в установленные сроки приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

3. Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: нет.

4. По результатам рассмотрения по следующим лотам ценовые предложения признаны наименьшими и признаны следующими победителями:

- 1) Лот №1,2,3,4,6 ТОО «БионМедСервис», Караганда, р-н им.Казыбек би, проспект Строителей строение 6 –сумма договора 1 137 000 тенге
- 2) Лот №5 ТОО ТЦ Мастер г.Кокшетау,ул.Акана серы 100, сумма договора-82 000тенге
- 3) Лот №7 ТОО Диакит г. Караганда, Октябрьский район,микрорайон 19, д. 40 «а»- сумма договора-65 000тенге
- 4) Лоты №8,9,10,11,12,13 признаны несостоявшимися.

5. Во исполнение п. 4 настоящего Протокола победителям закупки обеспечить предоставление документов в порядке и сроки, предусмотренные п. 102 Правил для последующего подписания сторонами договора закупки.

6. Отделу государственных закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 9 Правил.

Руководитель ОГЗ



Мединам Б.Д.

Приложение 1

№	Наименование	Тех спецификация	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма	ТОО ТЦ Мастер	ТОО ДИАКит	ТОО Биомед сервис
1.	Набор реагентов «HBV / HDV-FL» 110 тестов	Набор реагентов «HBV / HDV-FL» 110 тестов, R-V56 предназначен для одновременного выявления ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса гепатита D (HDV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией. Материалом для проведения ПЦР служат пробы РНК/ДНК, выделенные из плазмы крови. R-V56, 110т	упк.	2,00	99 500,00	199 000,00			99 000
2.	Набор реагентов HBV-Монитор-FL»	Набор реагентов HBV-Монитор-FL» предназначен для количественного определения ДНК вируса гепатита В (HBV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Материалом для проведения ПЦР служат пробы ДНК, выделенные из плазмы крови. предназначена для проведения полного ПЦР-исследования, включающего экстракцию ДНК из клинического материала методом преципитации и амплификации ДНК с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». включает комплекты реагентов «РИБО-преп»	упк.	1,00	195 000,00	195 000,00			195 000
3.	Набор реагентов HCV-FL» R-VI-Mod	Набор реагентов HCV-FL» R-VI-Mod (RG, IQ, Mx, Dt) предназначен для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией. Материалом для проведения ПЦР служат пробы РНК, выделенные из плазмы крови. Принцип тестирования основывается на экстракции РНК из плазмы крови совместно с ВКО, проведении реакции обратной транскрипции РНК и амплификации к/ДНК с гибридно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» (формат FET) или в режиме «реального времени» (формат FRT). По каналу, соответствующему флуорофору FAM, детектируется продукт амплификации ВКО. По каналу, соответствующему флуорофору JOE, детектируется продукт амплификации к/ДНК HCV. Положительный контрольный образец этапа экстракции ПКО-1- HCV детектируется по каналам, соответствующим флуорофорам FAM (ВКО) и JOE (HCV).	упк.	1,00	73 200,00	73 200,00			73 000

	Контрольный образец амплификации – KB2 HCV – является комплексом для HCV и ВКО и аналогично детектируется по каналам, соответствующим флуорофорам FAM (ВКО) и JOE (HCV). Количество тестов: 112									
4.	Набор реагентов для количественного определения РНК гепатита С	Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С (HCV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "HCV-Монитор-FL". Номер по каталогу: TR-VI-R-M (R,G,iQ,Mx,D) Количество тестов: 50. Метод детекции: FRET. Комплектация: Полный набор реагентов Фасовка: Флаконы с реагентами, Taq-F полимеразой. вариант FRET, 50F, полная комплектация. Материалом для проведения ПЦР служат пробы РНК, выделенные из плазмы крови. Включает комплекты реагентов «РИБО-преп»	упк.	2,00	312 000,00	624 000,00				311 000
5.	Гемолизирующий реагент HbA1c IQ	Назначение: Гемолизирующий реагент 04528328190 используется в качестве разбавителя при выполнении теста Tina quant Hemoglobin A1c на системах COBAS INTEGRA. Гемолизирующий реагент используется для разбавления цельных образцов крови (при применении цельных образцов крови), а также для разбавления калибратора (при применении цельных образцов крови и гемолизата). Hemosolizing Reagent Gen.2 находится в четырехкратном концентрированном состоянии и автоматически разбавляется анализатором перед использованием. Реагенты - рабочие растворы: Буферная матрица с буфером, pH 7.25; TTAВ: 36 г/л; фосфатный буфер: 80 ммоль/л; стабилизатор; консервант. Хранение и стабильность: Срок хранения при 2-8 °C до окончания срока годности	упк.	2,00	41 182,00	82 364,00	41 000			
6.	Гепатит В HBV-FL R-V5-Mod	Набор реагентов «HBV-FL» - V5-Mod(R,G,iQ,Mx,D) предназначен для выявления ДНК вируса гепатита В (HBV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией. Материалом для проведения ПЦР служат пробы ДНК, выделенные из плазмы крови. Принцип тестирования основывается на экстракции ДНК из плазмы крови совместно с ВКО и проведении амплификации ДНК с гибридно-флуоресцентной детекцией «по конечной точке» (формат FRET) или в режиме «реального времени» (формат FRET). По каналу, соответствующему флуорофору FAM, детектируется продукт амплификации ВКО. По каналу, соответствующему флуорофору JOE, детектируется продукт амплификации ДНК HBV. Положительный контрольный образец этана экстракции ПКО-1-HBV детектируется по каналам соответствующим флуорофорам FAM (ВКО) и JOE 1 Контрольный образец амплификации – KB2 HBV является комплексным для HBV и ВКО и аналогично детектируется по каналам соответствующим флуорофорам FAM (ВКО) и JOE (HBV). Количество тестов: 112	упк.	1,00	49 000,00	49 000,00				49 000

7.	Диагностикум бруцеллеза	Диагностикум бруцеллеза	шт.	1,00	108 300,00	108 300,00				
8.	Диагностикум коклюш	Диагностикум коклюш	шт.	1,00	108 300,00	108 300,00				
9.	Диагностикум параккоклюш	Диагностикум параккоклюш	шт.	1,00	108 300,00	108 300,00				
10.	Диахим-Набор д/клинического анализа спинномозговой жидкости, Абрис	Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости, набор предназначен для определения цитоза, качественного определения общего белка, и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости в лабораториях. Состав: реактив Самсона - готов к применению - 1 флакон 10мл. Карболовая кислота - готов к применению - 1 флакон 2,5г. Аммоний сернокислый - готов к применению - 1 флакон 85г. 200 проб. Хранение при +2С до +25С	упк.	1,00	30 500,00	30 500,00				
11.	Диахим-Набор для исследования кала на гельминты (метод Като)	Диахим - Набор для исследования фекалий по методу Като, для выявления яиц гельминтов (аскариды, власоглав, острицы) в лабораториях. Состав: реактив Като - 1 флакон; пластины гидрофильного целлофана - размер 20х40мм. 500штук. Число проб - 500. принцип метода - яйца гельминтов обнаруживаются в толстом мазке фекалий. просветленных глицерином и подкрашенных малахитовой зеленью. Хранение - при температуре от +18 до +25 С.	упк.	1,00	30 500,00	30 500,00				
12.	Диахим-Набор для клинического анализа кала и копрологии	Диахим-Набор для клинического анализа кала и копрологии. Принцип метода-морфологическое и химическое исследования кала дают суммарное представление о функции важнейших пищеварительных желез, оно отражает степень переваривания принятой пищи и состояния слизистой кишечника тракта. Только для in vitro диагностики! Определение скрытой крови. Определение стеркобилина. Определение билирубина. Состав набора:бензидин, уксусная кислота 50%, 30%, гидроперит, цинк уксуснокислый 2%, раствор Люголя,реактив Фуше, раствор Судана III 0,2%, метиленовый синий 2%,глицерин. хранение при t +2С +25С .	упк.	1,00	22 280,00	22 280,00				
13.	Диплосент изотонический разбавитель 20 л.	Диплосент изотонический разбавитель 20 л. Драйпак (NTT Diluent 20l, Drypack)	упк.	12,00	33 315,00	399 780,00				
Итого сумма					2 030 524					

Руководитель ОТЗ

Мелинам Б.Д.