

«06» марта 2023 года

г. Астана

Заказчик/организатор закупок: АО "Национальный научный медицинский центр", далее – АО «ННМЦ») в соответствии с главой 10 правил организации и проведения закупок проведения закупок.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии с главой 10 правил организации и проведения закупок проведения закупок (или) лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) Правительства в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 (далее – Правила) осуществила закуп товаров способом запроса ценовых предложений.

2. Перечень закупаемых товаров, краткое описание, цена закупки, ссылка на документацию № 1 к настоящему Протоколу.

установленные сроки приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

3. Потенциальные поставщики, присутствующие на рынке:

1) ТОО «ТII Мастер» - Гаврилов В.А.

3. Потенциальные победители – Гаврилов В.А.
1) ТОО «ТН Мастер» – Гаврилов В.А.

- 1) 100 «ПЦ Мастер» - 1 апреля Б.А.
- 2) 100 «ПЦ Мастер» - 1 апреля Б.А.
- 3) 100 «ПЦ Мастер» - 1 апреля Б.А.
4. По результатам рассмотрения по следующим лотам ценовые предложения признаны наименьшими и признаны следующими победителями.

1) Лот № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 100 «ПЦ мастер» і кошетау улакына сэрэдзіны, а таксама дакументаў в парятке и сроки, предусмотренные п. 141 Правил для пяти тысяч четыреста тридцать две) тенге.

5. Во исполнение п. 4 настоящего Протокола победитель тендерной процедуры обязуется:

6. Отделу закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке, установленном действующими законодательными актами.



**Заместитель председателя правления
по медицинской деятельности**

Купенов Б.Г.

ИспКенесары А.Е.
Тел.23-21-50

№ лота	Наименование	Техническая характеристика товаров	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	ТОО «ТЦ Мастер» 03.03.23г 15:40ч
1	Буферный раствор ProCell 11662988122 для анализаторов Cobas e, Elecsys ProCell, 6x380 мл	Буферный раствор ProCell 11662988122 для анализаторов Cobas e, Elecsys используется для выполнения следующих задач: • Подготовка электродов • Перенос реакционной смеси • Промывка микрокапсул, покрытых стрептавидином • Генерация сигналов. Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах Elecsys 2010 и cobas e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант. pH 6.8. Условия хранения: Хранить при 15-25 °C	упк	25	24 820,00	620 500,00	24 500,00
2	Кассета Антигела к тиреопероксидазе (Anti-TPO)	Кассета Антигела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) на 100 тестов 06368590190, для выполнения на анализаторе Cobas e. Назначение: Предназначен для количественного определения содержания антител к тиреоидной пероксидазе в человеческой сыворотке крови и плазме. Определение анти-ТПО используется как вспомогательный метод диагностики аутоиммунного тиреоидита. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка А-ТРО. М Микрокапсулы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл; Микрокапсулы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ТПО-антигела~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 9 мл; Поликлональные анти-ТПО-антигела (овцы), меченные рутениевым комплексом Кассета Раково-эмбриональный антиген (CEA) 11731629322, для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека. Данный анализ показан для серийного измерения CEA в качестве вспомогательного метода для мониторинга пациентов с раком. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CEA. М Микрокапсулы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 8 мл; Микрокапсулы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CEA-антигела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл; Биотинилированные моноклональные анти-CEA антитела (мыши/человека)	упк	10	95 215,00	952 150,00	88 000,00
3	Кассета Раково-эмбриональный антиген (CEA)	Кассета Раково-эмбриональный антиген (CEA) 11731629322, для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека. Данный анализ показан для серийного измерения CEA в качестве вспомогательного метода для мониторинга пациентов с раком. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CEA. М Микрокапсулы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 8 мл; Микрокапсулы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CEA-антигела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл; Биотинилированные моноклональные анти-CEA антитела (мыши/человека)	упк	13	91 752,00	1 192 776,00	85 000,00
4	Кассета Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1)	Кассета Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1), 11820966122 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения фрагментов цитокератина 19 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка Cyfra. М Микрокапсулы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл; Микрокапсулы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-цитокератин 19-Ab-биотин (серый колпачок), 1 флакон, 10 мл; Биотинилированное моноклональное анти-цитокератин 19-антитело (KS 19.1; мыши), 1,5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-	упк	10	205 090,00	2 050 900,00	190 000,00

№ лота	Наименование	Техническая характеристика товаров	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	ТОО «ГТЦ Мастер» 03.03.23г 15:40ч
5	Кассета Ферритин (Ferritin)	Кассета Ферритин V2(Ferritin) 03737551190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FERR. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ферритин-антигеля-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ферритин антитела (мыши) 3.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-ферритин-Ab-Ru(bry) (черный колпачок), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные антитела ферритина (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные антитела ферритина (серая крышка), 1 флакон, 10 мл.	упк	13	70 620,00	918 060,00	59 000,00
6	Кассета Трийодтиронин свободный (FT3)	Кассета Трийодтиронин свободный (FT3)06437206190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения содержания свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FT3 III. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-T3-антитело-Ru(bry) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Моноклональные антитела T3 (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Моноклональные антитела T3 (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Моноклональные антитела T3 (серая крышка), 1 флакон, 18 мл.	упк	10	121 183,00	1 211 830,00	61 000,00
7	Кассета Простата-специфический антиген общий (total PSA)	Кассета Простата-специфический антиген общий (total PSA) 08791686190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Тест in vitro для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простата специфического антигена (обПСА) в сыворотке или плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-Ab-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши) 1.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-ПСА-Ab-Ru(bry) (серая крышка), 1 флакон, 10 мл.	упк	8	57 190,00	457 520,00	53 000,00
8	Кассета Витамин B12 (Vitamin B12)	Кассета Витамин B12 (Vitamin B12) 07212771190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Анализ связывания для in vitro количественного определения уровня витамина B12 в сыворотке крови и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами (M, R1, R2) и реагенты для предварительной обработки (PT1, PT2) маркированы как B12 II. PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белого цвета), 1 флакон, 4 мл: Дитиотреитол 1.028 г/л; стабилизатор, pH 5.5 PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого	упк	3	51 344,00	154 032,00	51 344,00

№ лота	Наименование	Техническая характеристика товаров	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	ТОО «ТЦ Мастер» 03.03.23г 15:40ч
9	Кассета Витамин D (Vitamin D total)	Кассета Vitamin D total 07464215190 для анализаторов Elecsys cobas e 100 определений. Предназначен для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест также можно использовать для оценки достаточности витамина D в организме. На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) и на реагентах для предварительной обработки (PT1, PT2) наклеена этикетка VITD T. PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белого цвета), 1 флакон, 4 мл: Дитиотреитол 1 г/л, pH 5.5. PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл: Натрия гидроксид 55 г/л. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Витамин D-связывающий белок-BPRL (крышка серого цвета), 1 флакон, 9 мл.	упк	3	408 145,00	1 224 435,00	380 000,00
10	Калибратор Паратиреоидный гормон (PTH CS)	Калибровочный набор Паратиреоидный гормон (PTH CS) 08243875190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys PTH для определения интактного ПТГ (паратиреоидного гормона) на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. PTH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • PTH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ПТГ (синтетический пептид, человеческая последовательность) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 1 пмоль/л или 10 пг/мл и на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка PRL II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-пролактин-антитела-биотин (серая пробка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-пролактин-антитела (мышь) 0.7 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 Анти-пролактин-антитела-биотин 10 ммоль/л, pH 7.0; консервант.	упк	1	52 917,00	52 917,00	52 900,00
11	Кассета Пролактин (Prolactin)	Кассета Пролактин (Prolactin) 03203093190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка PRL II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-пролактин-антитела-биотин (серая пробка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-пролактин-антитела (мышь) 0.7 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 Анти-пролактин-антитела-биотин 10 ммоль/л, pH 7.0; консервант.	упк	3	76 690,00	230 070,00	76 500,00
12	Кассета С реактивный белок CRPLX / CRP4	Кассета С реактивный белок CRPLX/CRP4 (C- Reactive Protein (Latex) 07876033190 на 250 тестов. Назначение: Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного иммунологического определения С реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Cobas Integra. Реагенты - рабочие растворы: R1 ТРИС-буфер с альбумином бычьей сыворотки и иммуноглобулинами (мышинными); консервант SR Частицы латекса, покрытые анти СРБ (мышинным) в глициновом буфере; консервант R1 находится в положении В, SR - в положении С. Срок хранения при 2 8 °С: См. срок годности на упаковке кассеты cobas e rack. Срок хранения вскрытого реагента в холодовой цепи на борту анализатора: 12 недель.	упк	10	49 970,00	499 700,00	47 000,00

№ лота	Наименование	Техническая характеристика товаров	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	ТОО «ТЦ Мастер» 03.03.23г 15:40ч
13	Кассета гамма-Глутамилтрансфераза GGT-2	Кассета гамма-Глутамилтрансфераза GGT-2 (gamma-Glutamyltransferase) 03002721122 для анализаторов Cobas Integra на 400 тестов. Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения каталитической активности ГГТП (ЕС 2.3.2.2; γ-глутамил пептид: аминокислота γ-глутамилтрансфераза) в человеческой сыворотке и плазме на анализаторах Cobas. Реагенты и рабочие растворы: R1 ТРИС: 492 ммоль/л, pH 8.25; глицилглицин: 492 ммоль/л; консервант; добавки SR L γ-глутамил 3 карбокси 4 нитроанилид: 22.5 ммоль/л; ацетат: 10 ммоль/л, pH 4.5; стабилизаторы, консерванты R1 находится в позиции B, SR — в позиции C. Условия хранения: Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на упаковке кассеты Cobas с pack Система Cobas 400 plus При использовании на борту кассеты Cobas общий белок мочи/ЦСЖ TRUC 03333825190 на 150 тестов. Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости человека на анализаторах Cobas Integra. Реагенты - рабочие растворы: R1 Гидроксид натрия: 677 ммоль/л; Na ЭДТК: 74 ммоль/л SR Бензетония хлорид: 32 ммоль/л R1 находится в позиции B, SR — в позиции C. Условия хранения: Срок годности при 15-25 °C См. срок годности на этикетке кассеты. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель.	упк	4	16 910,00	67 640,00	14 500,00
14	Кассета общий белок мочи/ЦСЖ TRUC	Кассета общий белок мочи/ЦСЖ TRUC 03333825190 на 150 тестов. Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости человека на анализаторах Cobas Integra. Реагенты - рабочие растворы: R1 Гидроксид натрия: 677 ммоль/л; Na ЭДТК: 74 ммоль/л SR Бензетония хлорид: 32 ммоль/л R1 находится в позиции B, SR — в позиции C. Условия хранения: Срок годности при 15-25 °C См. срок годности на этикетке кассеты. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель.	упк	2	12 200,00	24 400,00	11 200,00
15	Кассета Ревматоидный фактор II (RF-II)	Кассета Ревматоидный фактор II RF-I 20764574322 на 100 тестов. Назначение: Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ревматоидного фактора (RF II) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Измерения могут быть использованы в качестве помощи при диагностике ревматоидного артрита. Реагенты и рабочие растворы: R1 Глициновый буфер: 170 ммоль/л, pH 8.0; полиэтиленгликоль: 0.05 %; альбумин сыворотки бычьей крови; стабилизатор.	уп	9	33 812,00	304 308,00	32 500,00
16	Калибратор Антиген опухолевый 125 (CA 125 CS)	Калибровочный набор CA 125 II CalSet II 07030207190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys CA 125 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas c. Реагенты и рабочие растворы: CA125 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 - CA125 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Концентрация человеческого CA 125 в лошадиной сывороточной матрице (CA125 II Cal1) составляет 0 Е/мл; CA125 II Cal2	упк	1	67 647,00	67 647,00	67 600,00