

Объявление №72

по закупке товаров способом запроса ценовых предложений.

«16» августа 2021 года

АО «Национальный научный медицинский центр» (далее - АО ННМЦ), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, в соответствии с пунктом 92 главы 9 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 "Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан (далее – Правила), объявляет о проведении закупок товаров по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 9 Правил.

Срок поставки товаров: по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

Место поставки товаров: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

Порядок и условия оплаты: все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение **45 (сорок пять) рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с «16» августа по «23» августа 2021 года до 9.00 часов, по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (206 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов: «23» августа 2021 года, время 10.00 часов, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в

отдел государственных закупок, (206 кабинет).

Срок подписания договора о закупке: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупкой в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Муканова Аселъ

Отмечаем, что в соответствии с статьей 10 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-282/2020 Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан

Руководитель ОГЗ

Мединам Б.Д.

№	Наименование	Тех спецификация	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	Хладоэлемент (аккумулятор холода)	аккумулятор холода гелевый . Аккумулятор представляет собой жесткий контейнер из полиэтилена заполненный специальным термогелем. Характеристики: Габаритные размеры (мм) – 170 x 125 x 30. Вес аккумулятора (г) – 540. Объем (см ³) – 500.	шт	20	570,35	11 407,06
2	Вешалка для рентгенозащитной одежды, фартуков напольная передвижная	Вешалка для рентгенозащитных фартуков металлическая напольная передвижная. При необходимости зафиксировать на одном месте, снабжена специальными стопорами на колесах. Выдерживает общий вес до 30кг. Габаритные размеры: высота 154см, ширина 55см, глубина 72см, вес 18кг.	шт	1	215 000	215 000
3	Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей	Модель коленного, тазобедренного и голеностопного суставов с картой памяти и режимом "разминка". Основная цель применения тренажеров - реабилитация суставов после травм или хирургических вмешательств. В процессе терапии заставляют суставы сгибаться на заранее заданный угол без участия работы мышц пациента. Использование аппаратов различных систем обосновано биомеханикой движений в суставах. При механотерапии движения строго локализованы применительно к тому или иному суставу или группе мышц. Аппараты механотерапии позволяют изменять скорость и усилие ритмически производимых движений. Проведение упражнений характеризуется автоматизированностью движений, при этом исключается координирующее влияние центральной нервной системы. Линейка тренажеров включает в себя широкий спектр моделей, начиная от моделей, позволяющих заниматься реабилитацией на 3-х суставах одновременно до узконаправленных моделей, для разработки одного сустава, при работе аппаратов пассивной разработки суставов используются карты памяти. Специально разработанная ассиметричная конструкция каркаса (правая или левая) позволяет легко и правильно расположить пациента. В действительности это гарантирует, что воздействие будет направлено на механические части опорно-двигательного аппарата, а не на сам сустав, и делает процедуру более комфортной для пациента. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ: Устройства управляются двигателями постоянного тока с микропроцессорным управлением. Встроенная клавиатура для медицинского персонала позволяет управлять всеми функциями аппарата, а выносной пульт пациента позволяет в любой момент прерывать и снова запускать процедуру Позволяют при наличии соответствующих аксессуаров производить реабилитацию пациентов с длиной конечностей от 61 до 115 см. Специальное ложе регулируется по размеру и подходит для пациентов любого роста.	шт	1	3 695 000	3 695 000

		Аппарат пассивной терапии имеет низкий уровень шума и занимает мало места в кабинете врача. КАРТА ПАМЯТИ: Карта памяти – это пластиковая карта со встроенным микропроцессором, работающая как независимое запоминающее устройство. Она автоматически сохраняет индивидуальные программы терапии для каждого пациента. Это позволяет избежать повторной настройки устройства при последующих процедурах, что значительно экономит время. Модели, использующие карту памяти, имеют функцию «Разминка», целью которой является разогрев сустава перед основным циклом путем серии движений с более короткой амплитудой. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ - При наличии у пациента пластики связочного аппарата - Пациенты с протезами коленных и тазобедренных суставов - Восстановительные операции коленного экстензора (мышцы, которая выпрямляет колено) - Остеотомия коленных и тазобедренных суставов - Разработка суставов после переломов голенистопа, колена или бедра- Синовиэктомия - Простой артролиз или артролиз с полным мышечным разрывом.- Менискэктомия (удаление суставного мениска) или сшивание мениска. Параметры модели: Мобилизация коленного и тазобедренного суставов, Мобилизация голеностопного сустава, Использование карты памяти, Контроль скорости во время сгибания/разгибания, Контроль скорости, Контроль за развиваемым усилием пациента, Контроль времени, Автоматическое увеличение угла разгибания, Автоматическое увеличение угла сгибания, Пауза во время выполнения пассивного разгибания, Пауза во время выполнения пассивного сгибания, Программа «разминка» (укороченная амплитуда), Амплитуда движения в коленном суставе-0°/110° (*). Амплитуда движения в голеностопном суставе-20°/40°. Амплитуда движения в тазобедренном суставе-10°/70°. Скорость-0.8 °сек. – 4.6 °сек. Выдерживаемый вес-0-40кг. Мощность-85/260V – 50/60Hz. Вес-14 кг. Комплектация: Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей, Модуль коленного, тазобедренного и голеностопного суставов. Устройство для реабилитации конечностей короче 73 см. Из комплекта Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей модели. Дополнительная комплектация: Карты памяти: 3000 (упак 10 шт) Из комплекта Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей. Устройство для реабилитации конечностей короче 73 см. Из комплекта Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей. Колесная подставка для транспорта. Из комплекта Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей.			3 921 407,06
Итого:					3 921 407,06

Руководитель ОГЗ



Мединам Б.Д.