

Таблица цен к протоколу №126 от 13.09.2023г

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС | ТОО Capital Pharmasu 08.09.2023г 15:56ч |
|--------|--------------------------------------|---|---------|--------|--------------|---------------|--|
| 1 | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ МАУО-НЕГАР ТУС 20СМ | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ МАУО-НЕГАР ТУС. Длина 20см, с карбидвольфрамовыми вставками. Имеет золотые кольца на ручках. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования | штука | 4 | 112 500,00 | 450 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|---|------------|------------|------------|--|
| | | РЕТРАКТОР НЕНЛЕУ ОСТРЫЙ Длина 16,5см. рабочая часть заканчивается зубьями с каждой стороны — они расположены симметрично, их по три. Расширитель оснащен фиксатором, чтобы держать ткань в нужном положении и исключить их движение. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, вкючающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. | | | | | | |
| 4 | РЕТРАКТОР НЕНЛЕУ ОСТРЫЙ 16,5СМ | РЕТРАКТОР НЕНЛЕУ ОСТРЫЙ Длина 16,5см. рабочая часть заканчивается зубьями с каждой стороны — они расположены симметрично, их по три. Расширитель оснащен фиксатором, чтобы держать ткань в нужном положении и исключить их движение. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, вкючающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. | штука | 1 | 862 500,00 | 862 500,00 | 812 000,00 | |
| 5 | СМЕННЫЙ НОЖ НЕНЛЕУ 16Х25 ММ ДЛЯ РЕТРАКТОРА | СМЕННЫЙ НОЖ НЕНЛЕУ ДЛЯ РЕТРАКТОРА. Размеры 16x25мм. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. | штука | 1 | 147 500,00 | 147 500,00 | 12 700,00 | |
| 6 | АНОСКОП IVES-FANSLER ВУЛСАН,ОБТУРАТОР | АНОСКОП IVES-FANSLER ВУЛСАН,ОБТУРАТОР Диаметр 22мм. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. | штука | 1 | 126 250,00 | 126 250,00 | 116 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| | <p>ЩИПЦЫ МКУЛСЗ, ДЛЯ прикрепления операционного белья к бриллине, а также для длительного пережатия и удерживания кровососа на выводящих тампонах после удаления миндалин.</p> <p>Общая длина: 14 см.</p> <p>Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 НРС.</p> <p>Рабочая часть изогнута. Наличие кремальеры.</p> <p>Рабочая часть имеет зубчики на одной губке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников.</p> <p>На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен потеречный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедуры по остановке кровотечения.</p> <p>Длина нарезки: 24 мм.</p> <p>Соединение бранш типа: "закрытый замок"</p> <p>Ширина кончиков рабочей части: 2 мм</p> <p>Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания.</p> <p>Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента.</p> | | | | | |
| 7 | <p>ЩИПЦЫ МКУЛСЗ, ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 14 СМ</p> | штучка | 2 | 41 250,00 | 82 500,00 | 37 500,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---|-----------|------------|-----------|
| | <p>ЦИПЦЫ МКЦЛСЗ, ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 18 СМ Для прикрепления операционного белья к брюшине, а также для длительного пережатия и удерживания кровостопа на вливающих тампонов после удаления миндалин.</p> <p>Общая длина: 18 см.</p> <p>Материал изготовления: высоколегированная нержавеющей сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.</p> <p>Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 НРС.</p> <p>Рабочая часть изогнута. Наличие кремальеры.</p> <p>Рабочая часть имеет зубчики: на одной губке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников.</p> <p>На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен потеречный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедуры по остановке кровотечения.</p> <p>Длина нарезки: 3-3,5 мм.</p> <p>Соединение бранш типа: "закрытый замок"</p> <p>Ширина кончиков рабочей части: 3 мм</p> <p>Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания.</p> <p>Каждая из рукояток зажима окантовывается кольцом, что делает удобной и легкой фиксацию инструмента</p> | | | | | |
| 8 | <p>ЦИПЦЫ МКЦЛСЗ, ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 18 СМ</p> | штука | 6 | 58 750,00 | 352 500,00 | 52 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|----|-----------|------------|-----------|
| | <p>ЩИПЦЫ МКУЛСЗ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 20 СМ Для прикреплении операционного белья к брюшине, а также для длительного пережатия и удерживания кровостопа в виде венечных тампонов после удаления миндалин.</p> <p>Общая длина: 20см.</p> <p>Материал изготовления: высоколигированная нержавеющей сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.</p> <p>Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 НРС.</p> <p>Рабочая часть изогнута. Наличие кремальеры.</p> <p>Рабочая часть имеет зубчики: на одной губке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников.</p> <p>На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен порочечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедуры по остановке кровотечения.</p> <p>Длина нарезки: 3-3,5 мм.</p> <p>Соединение бранш типа: "закрытый замок"</p> <p>Ширина кончиков рабочей части: 3 мм</p> <p>Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи когел, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдвигивания.</p> <p>Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной в крепкой фиксации инструмента.</p> | | | | | |
| 9 | ЩИПЦЫ МКУЛСЗ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 20 СМ | штука | 12 | 62 500,00 | 750 000,00 | 58 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|---|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | ЦИПЦЫ МКУЛСЗ ДЛЯ БРЮШНОЇ ПОЛОСТІ 20,5 СМ | ЦИПЦЫ МКУЛСЗ ДЛЯ БРЮШНОЇ ПОЛОСТІ 20,5 СМ Для прикрешення операційного бейля к брушине, а также для дилітерального пережатия и удерживания кровоостанавливающих тампонов после удаления миндалин. Общая длина: 20,5 см. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющей сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 НРС. Рабочая часть изогнута. Наличие кремальверы. Рабочая часть имеет зубчики. на одной трубке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников. На внутренних поверхностях печек инструмента нанесен потереchnый ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедуры по остановке кровотечения. Длина нарезки: 30 мм. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Ширина кончиков рабочей части: 4 мм Зажим оснащен кремальверой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдвигивания. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает | штукка | 2 | 62 500,00 | 125 000,00 | 59 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|---|------------|--------------|------------|--|--|
| | ЩИПЦЫ ГАУРЕ КРОВОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ, ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 20СМ, ЗУБЦЫ IX2 Для-прикрепления операционного белья к брюшине, а также для длительного пережатия и удерживания кровостоанавливающих тампонов после удаления миндалин. Общая длина: 20см. Материал изготовления: высоколегированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 НРС. Рабочая часть изогнута. Наличие кремальеры. Рабочая часть имеет зубчики: на одной губке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников. На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен поперечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедуры по остановке кровотечения. Длина нарезки: 28-30 мм. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Ширина кончиков рабочей части: 3 мм Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и легкой фиксацию инструмента | | | | | | | |
| 12 | ЩИПЦЫ ГАУРЕ КРОВОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ, ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 20СМ, ЗУБЦЫ IX2 | штучка | 2 | 62 500,00 | 125 000,00 | 58 000,00 | | |
| 13 | ИГЛА ВЕРЕСИ, ДИАМЕТР 2,45 ММ. РАБОЧАЯ ДЛИНА 160 ММ | штучка | 3 | 820 000,00 | 2 460 000,00 | 720 000,00 | | |
| 14 | ИГЛА ВЕРЕСА ДЛЯ ОПТИКИ ДИАМЕТР 2,3 ММ. РАБОЧАЯ ДЛИНА 174 ММ | штучка | 4 | 270 000,00 | 1 080 000,00 | 245 000,00 | | |
| Итого: | | | | | 7 058 750,00 | | | |